

采购需求清单:

康养实训中心-养老实训室

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1	实训室	护理床		1、宽度 1040mm, 长度 : 2085mm, 内径 : 宽度 900mm, 长度 2000mm。	<p>1、电动床由床头、床尾、床框、靠背端床面、脚端床面、护栏、带刹脚轮、电机驱动系统和手持式电控器组成。</p> <p>2、电动床的外形应整齐，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷，焊缝应均匀，不得有烧损，冷裂、漏焊等缺陷，规格尺寸, 外径: 宽度 1040mm, 长度: 2085mm, 内径: 宽度 900mm, 长度 2000mm。</p> <p>3、电动床通过电机及控制系统实现背部角度升降、膝部角度升降、小腿抬升，背膝联动，背部升降角度为 0-70° (± 5°), 膝部升降角度为 0-30° (± 5°), 整床可有 40、45、50cm 三档床面高度调节。</p> <p>4、床体主要部件规格参数:</p> <p>(1) 型材参数: 型材采用钢型材, 矩形管: 50*20*2.0, 圆管 ϕ: 28*1.5, 方管: 20*20*1.6, 扁钢: 40*1.5, 表面做喷塑处理, 不易生锈和刮伤。</p> <p>(2) 床头板: 床头板的外围板采用榉木实木材质, 中间为 18mm 厚度的刨花板, 双面贴皮, 甲醛释放量达到 E1 级环保标准。</p> <p>(3) 护栏: 采用全封闭实木护栏;</p> <p>(4) 五金件: 所有螺栓、螺母、垫片等五金配件表面采用环保镀锌。</p> <p>(5) 脚轮: 电动床的脚轮应与床脚装配牢固, 应转动灵活、锁止自如, 无卡死、卡滞现象, 脚轮直径为 100mm, 推动护理床脚轮应达到静音效果。</p> <p>5、安全: 床体所有结构之间的缝隙应满足 IEC60601 的安全标准, 以防使用者手指受陷。</p> <p>6、整床可拆分折叠运输及储存, 可不借助任何工具安装完成, 每一部件重量应 \leq 25Kg, 安装方便, 床身与床架装配后,</p>	件	8

					<p>应固定牢靠，不得松动。</p> <p>7、负载：电动床的最大承重$\geq 220\text{KG}$。</p> <p>8、电动床床板头部两端装有助起手抓杆或者输液架的插孔。</p> <p>9、电气系统：额定电压为 220V，直流电压应小于 36V（安全电压），控制器按钮操作灵敏，床面升降、床框间转动应平稳，不应有冲击和卡塞现象。电机噪声应不大于 48db，电气安全等级达到 IPX4。</p>		
2	实训室	床头柜		L500*W500*H500	<p>1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板。</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	8
3	实训室	适老椅		640*525*790	<p>框架：多层实木板</p> <p>面贴榉木木皮；</p> <p>软包：西皮；</p> <p>海绵：高密度海绵；</p> <p>油漆：PU 全封闭</p>	件	8
4	实训室	操作推车		常规尺寸	<p>1、整车采用 ABS 材质，具有：环保、耐磨抗菌、防腐蚀；台面不锈钢三面围栏，可防物品滑落亦可做推手使用。台面上配透明软玻璃；</p> <p>2、配一个托盘，有锁定装置，五层药盘铝合金拉手、内有分隔片，药格抽屉外带插入式标签。底部一大抽，内置分格片，可自由分格，便于各类药品及器材存放；</p> <p>3、车体两侧设有污物桶、档案盒；</p> <p>4、配豪华静音脚轮。其中两只带刹车，坚固耐用；方便推移。</p>	件	8
5	实训室	高级全功能老年护理(男性)			<p>产品由全身男性老年模拟人、无创血压模拟器为一体的全功能护理人。有近 50 项护理功能，模型采用 PVC 材料，环保，易于清洗，</p> <p>功能特点：</p> <p>洗脸</p> <p>瞳孔观察：正常、散大、缩小直观对比</p> <p>眼耳清洗滴药</p> <p>助听器取出和插入</p> <p>口腔护理、假牙护理</p> <p>口鼻气管插管时，支持听诊检测插管位置</p> <p>气管切开护理</p> <p>吸痰法</p> <p>氧气吸入法</p> <p>口鼻饲法</p> <p>洗胃法</p>		2

				<p>手臂静脉穿刺、注射、输液（血）</p> <p>三角肌皮下注射</p> <p>股外侧肌内注射</p> <p>胸腔、骨髓、腰椎穿刺</p> <p>灌肠法</p> <p>男/女性导尿术</p> <p>男/女性膀胱冲洗</p> <p>男性前列腺检查，有包皮</p> <p>糖尿病足护理</p> <p>造瘘引流术</p> <p>结肠造瘘术</p> <p>臀部肌肉注射</p> <p>大面积骶骨位置溃烂</p> <p>癌症肿块对比</p> <p>皮褶对比</p> <p>整体护理：擦洗、换衣服、冷热疗法</p> <p>四肢关节逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾</p> <p>躯干-旋转，曲伸</p> <p>颈部-旋转，曲伸，侧弯</p> <p>肩部和臀部-内收、外展、旋转、曲伸</p> <p>肘部-旋内、旋外</p> <p>膝部-旋内、旋外</p> <p>腕部-旋内、曲伸、伸展、弯曲</p> <p>踝部-内翻、外翻、内收、外展</p> <p>无创血压测量： 收缩压和舒张压可单独放置，每次为 1mmHg 收缩压 0-300mmHg，舒张压 0-300mmHg</p>	
6	实训室	高级全功能老年护理（女性）		<p>产品由全身女性老年模拟人、无创血压模拟器为一体的全功能护理人。有近 50 项护理功能，模型采用 PVC 材料，环保，易于清洗，功能特点：</p> <p>洗脸</p> <p>瞳孔观察：正常、散大、缩小直观对比</p> <p>眼耳清洗滴药</p> <p>助听器取出和插入</p> <p>口腔护理、假牙护理</p> <p>口鼻气管插管时，支持听诊检测插管位置</p> <p>气管切开护理</p> <p>吸痰法</p> <p>氧气吸入法</p> <p>口鼻饲法</p> <p>洗胃法</p> <p>手臂静脉穿刺、注射、输液（血）</p> <p>三角肌皮下注射</p> <p>股外侧肌内注射</p>	2

				<p>胸腔、骨髓、腰椎穿刺</p> <p>灌肠法</p> <p>男/女性导尿管</p> <p>男/女性膀胱冲洗</p> <p>男性前列腺检查，有包皮</p> <p>造瘘引流术</p> <p>结肠造瘘术</p> <p>臀部肌肉注射</p> <p>大面积骶骨位置溃烂</p> <p>癌症肿块对比</p> <p>皮褶对比</p> <p>真题护理：擦洗、换衣服、冷热疗法</p> <p>四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾</p> <p>躯干-旋转，曲伸</p> <p>颈部-旋转，曲伸，侧弯</p> <p>肩部和臀部-内收、外展、旋转、曲伸</p> <p>肘部-旋内、旋外</p> <p>膝部-旋内、旋外</p> <p>腕部-旋内、曲伸、伸展、弯曲</p> <p>踝部-内翻、外翻、内收、外展</p> <p>无创血压测量： 收缩压和舒张压可单独放置，每次为 1mmHg 收缩压 0-300mmHg，舒张压 0-300mmHg</p>		
7	实训室	高级褥疮护理模型		<p>该模型以中老年人为原型，可进行压疮（褥疮）的基本护理技术练习。</p> <p>产品主要功能：</p> <p>1、由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示</p> <p>2、显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染。</p> <p>3、学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口发展的各个阶段进行评估，同时也可以对伤口的长度、深度进行测量</p>		2
8	实训室	高级全自动电脑心肺复苏模拟		<p>功能特点：</p> <p>模拟人解剖特征明显，肤色统一，</p> <p>模拟生命体征：</p> <p>初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。</p> <p>按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。</p> <p>抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。</p> <p>液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启</p>		8

				<p>和关闭。可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。</p> <p>可进行 CPR 训练、模式考核和实战考核。CPR 训练，可进行按压和吹气训练。</p> <p>模式考核，在设定的时间内，根据 2015 国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数 30: 2 的比例，完成 5 个循环操作</p> <p>实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。</p> <p>控制器显示屏功能：</p> <p>电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。</p> <p>语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。</p> <p>条形码显示吹气量：正确的吹气量为 500~600ml-1000ml：</p> <p>吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；</p> <p>条形码显示按压深度，正确的按压深度 5-6cm：</p> <p>可自行设定操作正确率。</p> <p>可自行设定操作时间，以秒为单位。</p> <p>操作频率：2015 标准 100-120 次/分，也可自行设定数值。电源状态：采用 220V 电源，经过稳压器稳压后输出电源 12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）</p> <p>打印机功能：</p> <p>操作结束后打印操作过程。</p> <p>成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。</p> <p>材料特点：</p> <p>面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、肤色统一、特点。</p>	
--	--	--	--	--	--

9	实训室	高级灌肠和辅助排便训练模型			<p>1、用来模拟长期卧床病人或者是年老排便有困难的病人</p> <p>2、进行插入手指将模拟粪便从直肠内取出的练习</p> <p>3、模拟粪便放入肠内，在用恰当的技巧将其从肛门取出甘油灌肠：</p> <p>1）、用来模拟长期卧床病人或者是年老无力排便的病人</p> <p>2）、可注射甘油（从腹部侧方的排液管流出）</p> <p>3）、腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端</p> <p>4）、这种带有导管的甘油灌肠会更安全</p>	2
10	实训室	高级创伤模型			<p>功能特点：</p> <p>骨组织暴露</p> <p>模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换；</p> <p>模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运；</p> <p>模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理；</p> <p>创伤评估模块主要配置：</p> <p>面部烧伤 I、II、III度</p> <p>前额撕裂伤口</p> <p>颌骨创伤</p> <p>锁骨开放性骨折与胸壁挫伤</p> <p>腹部创伤伴有小肠外露</p> <p>右上臂肱骨开放性骨折</p> <p>右手开放性骨折、软组织撕裂伤口</p> <p>骨组织暴露</p> <p>右手掌枪弹伤口</p> <p>右大腿股骨开放性骨折</p> <p>左大腿复合型股骨骨折</p> <p>右大腿金属异物刺激</p> <p>右小腿胫骨开放性骨折</p> <p>右足开放性骨折右小趾截断创伤</p> <p>左前臂烧伤 I、II、III度</p> <p>左大腿截断创伤</p> <p>左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤</p>	2
11	实训室	高级着装式老年偏瘫护理模拟服			<p>可穿着在学员身上，通过真实的体验，理解偏瘫患者的不便，可与老年人关爱护理模型一并使用，主要功能：</p> <p>本模拟装置依据正常人体型设计。</p> <p>能够体验左右偏瘫。</p> <p>当限制装置固定后，练习者体验由于偏瘫而导致的关节僵硬，通过使用粘贴带可调整松</p>	2

					紧度以模拟不同程度的关节僵硬。 配有拐杖,使练习者体验特定状态下拐杖对于运动的重要性。 本模型的鞋是为老年人和残疾人设计的,轻便防滑。 轻巧耐用、材料经济、可广泛使用。		
12	实训室	高级吸痰模型			主要功能: 1、经鼻、口插入吸引管技术练习 2、吸引管可以插入口腔和鼻腔,可以模拟吸痰 3、吸引管可以插入到气管内,练习气管内吸引 4、脸部一侧打开,可以显示插入导管的位置 5、显示口腔鼻腔的解剖结构和颈部结构 6、模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内,增强练习插管技巧的真实效果 整箱装配: 导管、模拟痰液、一次性放水尘布等		2
13	实训室	高级吞咽机制模型			产品功能: 吞咽的机制原理 误咽的产生原因 正确吃饭姿势及其体位和病床角度的相互关系 颈部角度和误咽的相互关系,误咽发生时的紧急救治处理方法 口腔护理时的吞咽练习 如何经鼻插胃管和间断性经胃管管饲 口腔内部吸收原理		2
14	实训室	糖尿病足模型			主要功能: 模型设计为糖尿病导致的足部病理变化,学员可进行病变的护理。 侵入性创造 1、2、3 脚趾周围产生轻微感染。 展示严重的足部病变,如脚趾截肢、夏柯氏足和坏疽等。 模型材料柔软有弹性,脚趾可弯曲。		2
15	实训室	防褥疮床垫			1、气条采用尼龙 PVC 医用级布料,吸湿透气良好,手感柔软舒适,气条材料厚度 $\geq 0.34\text{MM}$ 2、床垫气条材料通过“生物相容性检验”, 3、床席由 20 条直径 9.5CM 气条组成,每套配备用气条 1 条。 4、床席充气后尺寸(长*宽*高): $200\pm 10*86*9.5\text{CM}$,主机尺寸: $25*12*10\text{cm}$ 5、主机静态功能由单独开关控制,气泵压		8

					力范围：60~120mmHg，气泵流量范围：5~8升/分钟 6 最大承受重量：≥135KG		
16	实训室	防水床单 (橡胶)			橡胶单+布，80*100CM		8
17	实训室	翻身枕			50*20*20CM，3D网布+加高弹棉		8
18	实训室	床上用餐板 (移动餐桌)			桌面:600*400，升降高度：700*1180		10
19	实训室	不锈钢便盆			304 不锈钢		5
20	实训室	尿壶-男			容量：800 ML 材质：pvc		10
21	实训室	尿壶-女			容量：1200 ML 材质：pvc		10
22	实训室	PE 便盆			包装尺寸：40*28*12cm 大便器 1 个，盖子 1 个，清洗刷 1 个，软垫外套 1 个 1580cc 产品材质：树脂 PP，外套为防雨绸		10
23	实训室	吹风机			最大功率：1200W 调温档位：2 档，线长：1.5m 及以下，电吹风档位：2 档		10
24	实训室	洗澡提供设备			剪刀，大浴巾，小浴巾，擦澡棉，小方巾，理发剪，指甲剪，指甲斜扣钳，刮胡刀，梳子，沐浴精，洗发精，肥皂		10
25	实训室	洗澡手套 (含备用库存)			光里乳胶，L 码		10

26	实训室	洗澡用浴巾、毛巾	70*140CM 500g、 35*75CM 120g		纯棉		10
27	实训室	防滑垫			47*77CM, PVC 材质, 带吸盘		5
28	实训室	轮椅			1. 高碳钢材质, 管壁厚度 1.2MM ; 2. 橡胶钢丝轮, 轮椅的承重架是双交叉架; 3. 脚踏部位可拆卸可调节高低; 4. 表面处理是采用环保的高温粉体烤漆。		10
29	实训室	轮椅用桌板			pu 皮、夹板、高密度海绵产品尺寸: 600L*310W*70H (mm)		10
30	实训室	轮椅用座垫 (凝胶)			硅胶凝胶, 规格: 42*34*4		2
31	实训室	轮椅用减压坐垫			纤维坐垫, 43*43*2CM, 久坐不发热		10
32	实训室	轮椅用安全背心			防水布+高弹海绵+防滑灯芯绒布		5
33	实训室	助行器 (带两轮)			轮式助行器, 铝合金材质, 阳极氧化表面处理, 壁厚 1.2MM, 一键折叠, 前杆为加宽 4CM 的扁管, 交互式 and 固定式功能, 采用弹珠一键切换。		6
34	实训室	摇摆式助行器			助行器, 铝合金材质, 阳极氧化表面处理, 壁厚 1.2MM, 一键折叠。 前杆为加宽 4CM 的扁管, 交互式 and 固定式功能, 采用弹珠一键切换, 带辅助起身功能。		6
35	实训室	拐杖			铝合金, 阳极氧化表面处理。1.2mm 壁厚, 多种颜色可选。高度十档可调。		10
36	实训室	四脚拐杖			加强铝合金四脚拐, 表面阳极氧化处理。上支壁厚 1.2mm, 下支采用电镀钢管材质, 握把材质: TPR。带辅助起身功能, 高度可调。		10

37	实训室	腋下拐杖			铝合金, 阳极氧化表面处理。加厚 TPR 扶肩握把。	4
38	实训室	一览表			材质 304 不锈钢: 不锈钢住院病人一览表 (60 位)	1
39	实训室	病历车带 屉滑轮 50 格			材质: ABS, 50 格带抽屉滑轮。920*840*390	2
40	实训室	病历夹			ABS 规格: 32*23CM	10
41	实训室	听诊器			双面听诊 加重听诊头	8
42	实训室	小电筒			长度: 11.5cm, LED	2
43	实训室	试诊锤			橡胶头+不锈钢手柄	2
44	实训室	耳温枪/温 度计			<p>电源 DC3V (2 节 7 号碱性干电池)</p> <p>测量范围: 34.0℃~42.2℃ ±0.1℃</p> <p>显示分辨力测量准确度 在 35.0℃~42.0℃温度范围内为±0.2℃; 在 35.0℃~42.0℃的温度显示范围外为± 0.3℃连续运行运行模式温度单位 摄氏度℃/华氏度° F IPX0</p> <p>进液防护程度产品尺寸 145×37×57((mm)产品重量 约 62g (不包含电池)使用期限 在符合贮存规定的条件下,产品使用期限为 3 年 (易损易耗件除外操作环境 环境温度: 10℃-40℃相对湿度: ≤85%存储 环境 环境温度: -20℃-+55℃相对湿度: ≤85%</p>	5

45	实训室	冰热两用敷袋			9 英寸，医疗布，涤纶+棉混纺+TPU 涂层		10
46	实训室	冰宝			大号：28CM*13CM，重 300G，尼丝网布+内置舒柔凝胶		5
47	实训室	温、湿度器			铝合金，直径 13CM		1
48	实训室	水银式血压机(含单面听诊器)			1、双刻度显示，测量精确 2、表面喷塑处理，防腐、耐磨、美观 3、试管顶部加阻汞纸，防止使用不当水银漏出 适用人群： 供医疗单位医务人员进行医疗诊断和家庭卫生保健测量人体血压，尤其适合高血压、低血压、孕妇、心脏病患者、糖尿病患者等人群使用。有效预防，		1
49	实训室	手腕型电子血压机			USB 充电，心律测量 测量脉搏 测量血压，数字显示方式，测量腕周：135~195mm，压力：±3mmhg，语音播报，180 组双人记忆。		5
50	实训室	电子血压计手臂型			显示方式：LCD 数字显示 产品尺寸：117*143*86mm（长*宽*高） 主机重量电源： 内置锂电池（DC3.7V）运行大气压力 80kPa~106kPa，使用温湿度 5℃~40℃， 运输和贮存温湿度 -20℃~+55℃，≤93%RH 压力：（0~270）mmHg【（0~36）kPa】 测量范围 脉搏数：40 次/min~180 次/min 压力：±3mmHg（±0.4kPa）以内 主机双气囊袖带		5
51	实训室	体重量秤			净重：9.5kg 高度：70-190cm 台面：38.5*28cm		1
52	实训室	组织剪/医用剪刀			不锈钢，13CM		5

53	实训室	绷带剪			410 不锈钢, 14CM		5
54	实训室	止血钳			304 不锈钢, 14cm, 直		5
55	实训室	止血钳			304 不锈钢, 14cm, 弯		5
56	实训室	医用夹盘			不锈钢浅方盘 (310×240×30mm)		5
57	实训室	医用储存罐			不锈钢贮槽 (24cm*16*5.5)		5
58	实训室	泡镊罐			304 不锈钢, 中号		5
59	实训室	镊子/无菌镊子			304 不锈钢, 18CM		5
60	实训室	鼻毛剪刀 (电动)			锂电池, 电压: 3.7V. 功率: 3W		5
61	实训室	透气胶带			PE 透气胶带		10
62	实训室	医用隔帘			180*150CM, 三折, 不锈钢		4
63	实训室	活动式点滴架			铸铁三脚 2 钩		1

64	实训室	时间设定器			ABS, LED 显示屏, 计时范围: 24 小时	5
65	实训室	单一剂量药车/发药车			不锈钢。86*66*44CM, 送药盘, 52*46*5CM	1
66	实训室	发药盘			ABS 塑料, 48 格	5
67	实训室	广口瓶			玻璃 250ML	10
68	实训室	特殊药储存冰箱			联便携式胰岛素冷藏盒(自动模式) 盒内尺寸 175*56*26mm 外形尺寸 208*85*90mm 内置电池 6800mAh*2	1
69	实训室	特殊药储存冰箱			7 升药品冰箱, 外尺寸 32.9*25.4*27.5, 6 面 PU.	1
70	实训室	医用垃圾箱			外壳材质: 塑料, 20L	5
71	实训室	消毒柜			78L+紫外线+臭氧, 电压: 220V, 功率: 110W, 规格: 42*33*61	1
72	实训室	空气消毒净化器			适用面积: 35 m ² (含)-60 m ² (含) 一级能效 风量: 400 立方米/小时: 复合滤网 最大噪音: 62dB 噪音: 30-62dB, 规格: 680*310*310, 功率: 40W	1
73	实训室	护理服			涤纶(聚酯纤维)65%	100
74	实训室	移动式抽			约 3.45kg	1

	训室	痰机			抽气速率 $\geq 11\text{L}/\text{min}$ 峰值负压值 $\geq 0.070\text{MPa}$ 储液瓶 $\geq 1000\text{ml}$ 产品尺寸: 196*235*243mm 负压调节范围 0.02MPa~峰值负压值 吸引泵噪音 $\leq 65\text{dB(A)}$ 无油活塞泵电源 功率 90VA AC220V, 50Hz		
75	实训室	氧气制造机			1L 氧流量 语音播报 红外遥控, 规格: 41*33*21CM		1
76	实训室	骨质检测仪			1、全干式检查全自动简约一体化; 2、多部位检量可选(桡骨+胫骨); 3、手持式宽频聚焦探头, 探头发射工作频率和标称中心频率为 $1\text{MHz} \pm 15\%$; 4、SOS 测量范围: 2500-4800m/s, 准确度 ($<0.5\%$) 及精准度 ($<0.15\%$), 重复性 $\text{CV} \leq 0.4\%$; 5、多人群测量婴儿/儿童(0--20岁), 成人/老人(20--100岁)全自动专业分析软件。 6、有操作 DEMO 演示和操作练习模式, 智能自动测量部位巡航定位; 7、计算参数: SOS 值、T 值、Z 值、骨强度、相对骨折风险、Z 值对应骨平均生理年龄保准确性和重复性; 8、软件: 采用概率学、逻辑学算法, 数据参考曲线, 彩色输出报告, 检测一体的诊断分析, 病例存储 ≥ 500 万以上; 9、探头防进液类型为: IPX4, 消毒或灭菌方法: 探头表面向下 10mm 内可做探头消毒处理; 10、安全标准 GB9706.1, GB9706.9, GB9706.15; 11、使用电源 AC 220 \pm 22V 50Hz \pm 1Hz; 12、操作环境 温度: 摄氏+5--+40度湿度: 30%--85% , 非冷凝; 13、安全分类 I 类 BF 型		1
77	实训室	心电监护仪			导联选择: 全导联、I、II、III、aVF、aVR、aVL、V1--6 胸导显示 增益选择: $\times 1$ 、 $\times 2$ 、 $\times 4$ 、 $\times 0.5$ 四档 频率: 诊断模式 0.05~130Hz 监护模式 0.5~40Hz 手术模式 1~20Hz		1

				<p>共模信号抑制：诊断模式 > 90 dB 监护模式 > 100 dB 手术模式 > 100 dB 扫描速度：12.5 mm/S、25 mm/S、50 mm/S 三个标准档。</p> <p>心率范围：成人 15 ~ 300bpm (搏/分) 新生儿/儿童 15 ~ 350 bpm(搏/分) 心率精确度：±1%或±1bpm，取大者 定标信号：1mV (峰峰值，准确度±5%) ST段检测：测量范围 (-2.0mV~+2.0mV) 基线恢复时间：除颤后< 3 秒钟 报警方式：声光报警 心率报警预置范围：(超过预置数值报警) 上限 40 ~ 255 次/分钟 之间可调 下限 20 ~ 160 次/分钟 之间可调 RESP 呼吸 呼吸测量范围：成人 7~120BrPM (次/分) 儿童和新生儿 7~150 BrPM(次/分) 精度：±2 BrPM(次/分) 分辨率：1 BrPM(次/分) 增益选择：×0.5、×1、×2、×4 四档 报警方式：声光报警 报警预置范围：(超过预置数值报警) 上限 10 ~ 100 次/分钟 之间可调 下限 0 ~ 99 次/分钟 之间可调 NIBP 血压 技术：示波法(脉搏波振荡法) 工作模式：手动 / 自动 测量单位：mmHg / Kpa 过压保护：双重安全保护 成人模式 300 mmHg 儿童模式 240 mmHg 新生儿模式 150 mmHg 血压测量范围及精度： 范围 成人 收缩压 40~270mmHg 舒张压 10~215mmHg 平均压 20~235mmHg 儿童 收缩压 40~200mmHg 舒张压 10~150mmHg 平均压 20~165mmHg 新生儿 收缩压 40~135mmHg 舒张压 10~100mmHg 平均压 20~110mmHg 静态压力范围：0~300mmHg 静态压力精度：±3mmHg</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>血压精度：最大平均误差 $\pm 5\text{mmHg}$ 最大标准偏差 8mmHg</p> <p>报警方式：声光报警</p> <p>报警预置范围及误差：(超过预置数值报警)</p> <p>收缩压 上限 $40\sim 250\text{mmHg}$；下限 $10\sim 220\text{mmHg}$</p> <p>舒张压 上限 $20\sim 250\text{mmHg}$；下限 $10\sim 220\text{mmHg}$</p> <p>SPO₂ 血氧饱和度</p> <p>范围：70~100%：± 2 DIGIT 0%~69%：不予定义</p> <p>血氧饱和度测量误差：70~100%：± 2 0%~69%：不予定义</p> <p>分辨率：1%</p> <p>脉搏次数：20 ~ 300 次 / 分</p> <p>报警方式：声光报警</p> <p>报警预置范围及误差：(超过预置数值报警)</p> <p>上限 20%~100%； 下限 10%~99%；</p> <p>TEMP 体温</p> <p>技术：高灵敏热敏电阻探头</p> <p>体温测量范围：$0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$</p> <p>分辨率：0.1$^{\circ}\text{C}$</p> <p>体温精度：$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (不包含传感器误差)</p> <p>报警方式：声光报警</p> <p>报警预置范围及误差：(超过预置数值报警)</p> <p>上限 $20.1^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 之间可调</p> <p>下限 $20^{\circ}\text{C} \sim 44.9^{\circ}\text{C}$ 之间可调</p> <p>选配</p> <p>锂电池</p> <p>规格：2200MA 锂电池</p>	
78	实训室	心电图机/ 心电图		<p>产品参数</p> <p>显示屏</p> <p>监测通道数单通道</p> <p>2.8 英寸彩色液晶屏心率范围</p> <p>测量时间</p> <p>30bpm~240bpm 30 秒或持续测量测量结果心率精度 17 种</p> <p>$\pm 2\text{bpm}$ 数据储存</p> <p>可储存 2700 条或 22.5 小时心电监测波形尺寸重量</p> <p>长：125mm 宽：70mm 高：21.5mm 106g (含电池) 测量电极</p> <p>3 个一体化金属电极或外接三导心电导线适用范围</p> <p>适用于家庭用户对心电波形、心率的自我监</p>	1

					测和记录		
79	实训室	血糖机/血糖仪			血糖仪测试仪 配 50 支血糖试纸和 50 个针头 语音型免条码		10
80	实训室	血氧浓度监测器			OLED 显示, 血氧饱和度在 70%~100%段为±2%脉率为 25bpm~250bpm, 测量误差±1%或±1bpm, 工作电流: ≤40mA 尺寸: 60×38×35mm 重量: 约 38g (不含电池)		5
81	实训室	超声波喷雾器			雾化速率≥0.44ml/min 产品尺寸 29*14*21cm 雾粒分布 直径小于 3.2 μm 的雾粒百分比>65%工作气压 86kPa~106kPa 电源 220V, 50Hz, 净重 1.46KG 气体流量≥10L/min 药液残留≤1ml 功率 150VA 噪音≤57dB(A)		1
82	实训室	移位滑板			最大承重: 200KG, 102*30, 聚丙烯		1
83	实训室	急救车组			规格: 93*64* (50~90) CM 1、车体采用优质碳素型钢焊接成形, 表面除锈, 树脂粉末静电喷涂; 2、平车面板及护栏采用 PE 材料成型, 3、全藏式 ABS 护栏, 可完全收于车面之下, 实现足驱零间隙搬运, 便于车上紧急抢救病人; 4、采用先进的中控刹车系统, 稳定, 可靠; 5、导向轮装置可轻松操作, 方向可控; 6、头部带有氧气瓶支架, 方便易用人员使用; 床体两端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架; 7、背板采用气弹簧作支撑力源, 操作简易方便, 可升降角度 0 度至 88 度, 最大承重 300KG; 整体升降采用螺旋机构传动, 升降范围达 500~900mm 之间;		1
84	实训室	急诊推床			加厚不锈钢, 192*70*66CM		1

85	实训室	救护车急救设备急救箱（内科）			急救箱体 1 个 氧气瓶 1.4L/2L 1 套 氧桥、扳手 1 套 供氧器说明书 1 份 流里加湿器 1 套 胶布 1 *500cm 1 卷 表式血压计 1 具 三角巾 82 型 1 卷 单用听诊器 1 具 医用绷带 6*600cm 2 卷 体温计 1 支 棉签 10 支/包 2 包 不锈钢压舌板 1 个 止血带 1 根 手电筒 1 支 针灸针 1 套 手术剪直 1 40mm 1 把 创口 贴了 0*1 8mm 4 贴 锡子无钩 1 2.5cm 1 把 酒精棉球 3 个/袋 1 袋	2
86	实训室	救护车急救设备急救箱（外科）			急救箱体 1 个 氧气瓶 1.4L/2L 1 套 氧桥、扳手 1 套 供氧器说明书 1 份 流量加湿器 1 套 针灸针 1 套 表式血压计 11 具 夹板 200*60mm 1 个 单用听诊器 1 具 夹板 320*60mm 1 个 口腔式体温计 1 支 创可贴 70*18mm 4 贴 不锈钢压舌板 1 个 导尿管 14# 1 支 手电筒 1 具 清创缝合包 1 套 舌钳 170mm 1 把 精棉球酒霜 1 袋 手术剪直 140mm 1 把 孔巾 1 片 胶布 1*500cm 1 卷 胃管 16# 1 支 三角巾急救包 1 包 棉签 10 支/包 2 包 绷带 6*600cm 1 卷 止血带 1 根	2
87	实训室	手提式急救箱			14 寸，铝合金+中纤板	10
88	实训室	轻便折叠锂电轮椅			车架采用铝材，易折叠，折叠后，可放后备箱。 整车技术参数：93x63x98(cm) 坐宽 44cm，坐深 43cm，坐高 50cm；靠背管上下可调满足不同的身高需求。 踏板到坐垫高 41cm，踏板可以折叠	1

					<p>坐垫靠背采用黑色抗菌，阻燃，防霉的网格面料，通风透气，前叉以及车体采用6重减震系统设计，整车配有防后翻，防止轮椅后翻。</p> <p>万向7寸前轮，转动自如，后轮10寸，最大速度6km/h，四挡调速，爬坡度9°</p> <p>整车重量26kg，载重120kg</p> <p>刹车系统采用电磁自动刹车，坡电池标配12A，充电时间6小时，续航12-15公里，（续航20公里左右）。</p>		
89	实训室	卧床洗头器			65*51*22，PVC，充气式，可折叠收纳，双层气腔		10
90	实训室	痰盂			18*14*8.5，聚丙烯，适用于卧床老人漱口、接口腔异物		10
91	实训室	卧床洗头盆			72*37cm，塑钢ABS		10
92	实训室	约束手套			网眼布，尼龙绑绳，防抓板		10
93	实训室	手腕约束带			双层网眼布，尼龙绑绳，防抓板		10
94	实训室	手腕脚腕束缚			复合布料		10
95	实训室	移位习走带			M码：75*10cm L码：90*10cm XL码：110*10cm，网眼布、涤纶。		10
96	实训室	起身辅助带			85*45*21 尼龙辅助上下床、辅助移动，减轻护理人员的弯腰度，力度		10
97	实训室	下肢转移辅助带			86*21cm 牛津布+珍珠棉+魔术贴，用于偏瘫卧床、腿脚不便、病人的上下床、移位使用		10
98	实训室	转移床单			70*140cm 尼龙辅助床上转移		10
99	实训室	过床易			170*50*1.5cm 尼龙床器		10

100	实训室	氧气吸入器			氧气流量调节范围为 1-10L/min。 减压器定压为 0.2~0.3MPa。 工作压力：氧气吸入器高压部分在输入 12MPa—15MPa 的压力时，降压后应能降至 0.2MPa-0.3MPa 压力范围内。 配备湿化瓶及吸管、输氧面罩。	8
101	实训室	医用弯盘			304 不锈钢，尺寸 21cm*13.8cm*2.5cm	9
102	实训室	开口器			不锈钢开口器. 耐高温. 可消毒	10
103	实训室	量杯			塑料材质，用量 1000ML	11
104	实训室	污物杯			手掀盖 40ML，材质：PP	12
105	实训室	3%双氧水			100ML，双氧水	13
106	实训室	木夹板（木棍或竹杠）			木质骨折用医用夹板	14
107	实训室	鼻饲管			硅胶胃管，规格 16Fr（内径 4.00mm 外径 5.33mm 长度 110cm）成人常用号	15
108	实训室	一次性口罩			一次性医用口罩，四层加厚，铝条固定	100
109	实训室	医用手套			L 号一次性医用橡胶手套 采用橡胶胶乳制成	100
110	实训室	一次性无纺布圆帽			21 寸（拉直 51CM 半径）	100
111	实训室	清洁液			抑菌，保湿，净重 500G	15
112	实训室	医用棉签			20 厘米 X200 支纯灭菌医用棉签	10
113	实训室	压舌板			150*18*1.6mm 一次性无菌木片式医用压舌板（100 片装）	10

11 4	实训室	吸管			透明短弯吸管，长度 21CM（拉开后 22CM） 直径 0.6CM，短弯	20 0
11 5	实训室	95%酒精			95%乙醇消毒液 500ML	11
11 6	实训室	75%酒精			75%乙醇消毒液 500ML	11
11 7	实训室	厕纸			规格：112mmX100mm，3层无印花有芯卷纸	11
11 8	实训室	药用棉花			医用脱脂棉	20
11 9	实训室	石蜡油			500ML 医用级别石蜡油	10
12 0	实训室	无菌换药包			一次性无菌换药包	15
12 1	实训室	无菌敷料			医用灭菌纱布敷料（纱布块）包装规格： 8cm*8cm(8层厚度)，一小包 10 片，独立包 装，20 小包共 200 片。材质：产品以脱脂 棉纱布为原材料，产品经环氧乙烷灭菌，产 品无菌。	10 0
12 2	实训室	药用胶布			医疗药用胶布 1.25X9.1cm PE 胶带	10
12 3	实训室	凡士林			白凡士林 规格：500ML/瓶；	10
12 4	实训室	水壶			电热水壶，材质：不锈钢+ABS 工程塑料， 刻度标示，内壁标示加热方式：底盘加热	10
12 5	实训室	毛巾			规格（长 x 宽 cm）：34*75cm，材质：纯棉	10
12 6	实训室	漱口杯			带手柄塑料漱口杯，口径 8CM/容量 420ml	10
12 7	实训室	脸盆			塑料材质，盘口直径 30CM~32CM	10
12 8	实训室	牙刷			软毛，防滑设计，190mm	10

	室					
129	实训室	水杯			塑料日常饮用水杯, 材质: PP, 容量 130ML	10
130	实训室	长袖开襟衣服			面料主材质: 棉成分含量: 95%以上 衬衫 领衣门襟: 前扣 袖长: 长袖 裤长: 长裤 裤门襟: 皮筋	10
131	实训室	浴皂			重理: 108G, 抑菌, 清洁	10
132	实训室	浴巾			140X60CM, 全棉面料浴巾	10
133	实训室	洗澡盆具			塑料材质, 盘口直径 38CM~40CM	10
134	实训室	梳子			木梳梳子, 长度: 15cm-20cm	10
135	实训室	指甲钳			不锈钢制指甲钳	12
136	实训室	护肤油/润肤露			50ML/瓶	10
137	实训室	水桶			10 升-12 升塑料制水桶	20
138	实训室	电吹风			电源 220V, 电吹风最大功率: 1500W 以上 风嘴样式: 集风散风 功能: 恒温 冷热风	12
139	实训室	热水袋			容量: 2000ML 材料: 橡胶/PVC	10
140	实训室	热水袋套			毛绒, 28*20CM	10
141	实训室	水温计			玻璃棒红水酒精温度计 长度: 300mm 测量范围: 0-150 功能用途: 测量 0-150 度以内的温度 (水, 汽油均可)	10
142	实训室	漱口液			250ML±5%/瓶	10

143	实训室	吸水管			4分口径 15mm 壁厚 2mm		10
144	实训室	裁衣剪			9英寸裁缝剪刀可调铆钉锰钢锻打手工剪 缝纫裁布服装剪		10
145	实训室	别针			29MM 别针 X200 枚		2
合计							

康养实训中心-康复室

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1	老人康复训练室	3D智能健康评估		L1670*W780*H210mm	<p>通过三维扫描生成被测者的真实 3D 人体模型，自动完成身体围度的测量、体态评估判断、体型及身体数据变化可追踪对比分析。体成分测量原理 8 电极多频段生物阻抗法+体积密度法+红外扫描(安全无辐射)阻抗测量使用频率 (HZ)5K 50K 250K500K, 电源 220V/2A/50HZ/350W, 温度 10℃-40℃, 网络接口为以太网数据云端存储, 意外情况下数据可恢复, 读取和写入数据最高满足 10000qps. 可测量身高上限 205cm 可测量体重上限 200kg 设备尺寸 1670mm*780mm*2100mm, 圆盘直径: 780mm</p> <p>一 14 项医疗级身体成分分析 体重、去脂体重、肌肉量、水分含量、腰臀比、身体质量(BMI)、基础代谢量、体脂肪量、体脂率、骨骼肌含量、蛋白质、无机盐、细胞内 外液, 独创性采用融合算法: BIA 生物电阻抗/BDA 体积密度法, 比单一电阻抗法数据更稳定, 参考价值更高新增医疗级身体成分检测项目——细胞内外液等参数同价位产品独有, 为用户及教练提供更精准的参考数据</p> <p>二 9 项体围自动测量 全身九项体围自动测量, 毫米级精度高效监测, 避免人为误差围度测量项目: 左上臂围、右上臂围、胸围、腰围、臀围、左大腿围、右大腿围、左小腿围、右小腿围</p> <p>三 9 项智能 3D 体态评估 通过三维骨骼点检测技术完成膝关节、XODK 腿</p>	件	1

				<p>型、骨盆前/后移、高低肩、圆肩、头前引、头侧歪等静态体态评估项目科学直观地展现用户体态问题精度可达毫米级</p> <p>四 4 象限重心平衡检测</p> <p>通过高精度传感器检测足底压力及重心分布情况结合 3D 体态评估结果可更全面地分析问题成因帮助教练更有针对性地制定矫正方案</p> <p>五 动态实验室-颈部功能检测</p> <p>采用动态追踪技术对颈部在不同方向的活动幅度进行检测以评估颈部功能唤起用户对活动受限、疼痛问题的重视有效预防运动损伤，提升运动效率</p> <p>六 动态实验室-肩部功能检测</p> <p>通过维塑多年深耕的机器视觉技术实时捕捉肩部的动态活动轨迹可检测并记录肩部在外展上举和前屈上举的最大活动幅度评估肩部运动机能</p> <p>七 3D 体型预测</p> <p>依靠丰富的临床数据和人体模型数据通过深度学习基于理想体重、体脂肪量、肌肉量预测体型变化为运动提供动力</p> <p>八 云端身体档案</p> <p>数据均在云端存储微信报告支持微信、PC 端、平板端等多种方式查看报告一次测试</p>		
2	老人康复训练室	上肢肩胛功能训练机	L1480*W966*H1120m m	<p>一、应用：</p> <p>二、1. 增强上半身运动力 2. 缓解肩颈酸痛僵硬 3. 加强上肢与躯体的协调，强化手眼协调性 4. 促进上肢血液、淋巴循环 5. 改善驼背、上背痛问题</p> <p>三、二、▲在一台设备的训练能兼具以下功能包含：</p> <p>四、1. 功能肌力/功能肌耐力</p> <p>五、2. 有氧</p> <p>3. 柔软度(活动度)</p> <p>4. 协调/平衡 5. 控制力(精准度)</p> <p>三. 提供触控屏幕作为人机界面</p> <p>1. 可以实时呈现运动时间，左右肢体运动角度，速度，力道等</p> <p>2. 使用者可自行透过触控屏幕随时(包含运动过程中)调节所有运动参数</p> <p>▲3. 可实时给运动表现评分，以视觉反馈方式提升使用者运动效果</p>	件	1
3	老人康复	核心平衡功能训练	L1363*W1121*H1066 mm	<p>一、应用：</p> <p>1. 伸展上肢下肢(腿后侧)腰背肌群 2. 强化核心与上肢功能性肌力</p> <p>3. 心肺有氧训练 4. 缓解肩颈酸痛、腰酸背痛</p>	件	1

	训练室	机			<p>5. 加强上肢与躯体的协调 6. 强化手眼协调性</p> <p>7. 促进上肢血液、淋巴循环</p> <p>二、▲在一台设备的训练能兼具以下功能包含：</p> <p>1. 功能肌力/功能肌耐力</p> <p>2. 有氧 3. 柔软度(活动度)</p> <p>4. 协调/平衡 5. 控制力(精准度)</p> <p>三. 提供触控屏幕作为人机界面</p> <p>1. 可以实时呈现运动时间,左右肢体运动角度,速度,力道等</p> <p>2. 使用者可自行透过触控屏幕随时(包含运动过程中)调节所有运动参数</p> <p>▲3. 可实时给运动表现评分,以视觉反馈方式提升使用者运动效果</p>		
4	老人康复训练室	骨盆底强化机		L1498*W698*H1205m m	<p>一、应用：</p> <p>1. 强化核心肌群 2. 强化下肢整体肌力 3. 活化腹股沟淋巴结 4. 强化下肢与躯干的协调能力以预防跌倒 5. 改善:尿频问题、下肢水肿</p> <p>二、▲在一台设备的训练能兼具以下功能包含：</p> <p>1. 功能肌力/功能肌耐力</p> <p>2. 有氧 3. 柔软度(活动度)</p> <p>4. 协调/平衡 5. 控制力(精准度)</p> <p>三. 提供触控屏幕作为人机界面</p> <p>1. 可以实时呈现运动时间,左右肢体运动角度,速度,力道等</p> <p>2. 使用者可自行透过触控屏幕随时(包含运动过程中)调节所有运动参数</p> <p>▲3. 可实时给运动表现评分,以视觉反馈方式提升使用者运动效果</p>	件	1
5	老人康复训练室	全身协调功能训练机		L1598*W900*H1217m m	<p>一、应用：</p> <p>1. 提升手眼、上下肢及全身协调性 2. 强化上/下肢整体肌力 3. 心肺有氧训练 4. 促进全身血液、淋巴循环 5. 步态训练(模拟走路动作)</p> <p>6. 缓解肩颈酸痛、腰酸背痛 7. 改善下肢水肿</p> <p>二、▲在一台设备的训练能兼具以下功能包含：</p> <p>1. 功能肌力/功能肌耐力</p> <p>2. 有氧 3. 柔软度(活动度)</p> <p>4. 协调/平衡 5. 控制力(精准度)</p> <p>三. 提供触控屏幕作为人机界面</p> <p>▲ 1. 可以实时呈现运动时间,左右肢体运动角度,速度,力道等</p> <p>2. 使用者可自行透过触控屏幕随时(包含运动过程中)调节所有运动参数</p> <p>3. 可实时给运动表现评分,以视觉反馈方式提升使用者运动效果</p>	件	1

6	老人 康复 训练 室	AI 评估 /康 复处 方平 台		<p>1. 应用平台管理软件需安装在电脑上</p> <p>2. ▲运动功能评估：产生评估报告，覆盖使用者上肢、核心、下肢，对功能肌力、功能肌耐力、活动范围、动作精准度、协调性多个维度进行能力评价</p> <p>3. 2.▲智能 AI 处方：可依系统评估结果自动产生个人专属的运动处方（包含力道、动作范围、速度、时间、训练侧、伸展时间）</p> <p>4. 3. 人工处方设定：可供专业教练或康复师设定的个人专属运动处方（包含力道、动作范围、速度、时间、训练侧、伸展时间）</p> <p>5. 4. 可以查询所有评估报告及运动数据记录，针对运动数据可以做历史数据趋势比对</p>	件	1
7	老人 康复 训练 室	一 体 机	详见参数	<p>一 总体要求</p> <p>1、可实现对综合多项的生理参数一站式集中采集并保证数据的安全与稳定传输。</p> <p>2、可协助引导进行体检，开展疾病筛查、慢病监控、健康教育、基层卫生统计等工作。</p> <p>3、可满足自助体检的要求以及公卫集中体检的要求，还可满足慢性病综合防治工作的要求，以及公共卫生服务数据采集和基层卫生相关工作管理统计的需要。</p> <p>4、提供健康指导服务，提高机构高血压、糖尿病等慢性疾病的早期发现和管理水平，以使用居民逐步养成现代健康生活方式的习惯，提高居民健康水平。</p> <p>5、支持建立居民电子健康档案，自动读取身份证信息作为档案基本信息，并可完善到符合基本公卫规范的电子健康档案。</p> <p>6、设备支持不同的使用场景，可随时切换为居民自助检测使用或公卫体检使用。</p> <p>7、支持不同的体检报告打印模板，支持文字版和图文版。</p> <p>8、支持公卫随访，至少包括高血压随访及糖尿病随访，相关表格符合国家基本公卫规范。</p> <p>▲7、所投产品系统达到信息系统安全等级保护三级认证。（提供相关证书并加盖投标人公章）</p> <p>▲8、所投产品系统通过中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息系统安全集成服务资质三级服务资质要求。（提供相关证书并加盖投标人公章）</p> <p>9、健康评估：具备多维度评估量表，能根据居民基本健康信息，结合量表题目判断高血压风险、糖尿病风险，可进行中医体质辨识（包括33道题及66道题两种），可进行心理抑郁、焦虑风险评估，可判断膳食营养及体力活动情</p>	件	1

				<p>况是否符合健康生活习惯要求。</p> <p>10、为避免知识产权侵权的风险，所投产品具备企业知识产权管理体系认证证书。（提供相关证书并加盖投标人公章）</p> <p>二 基本公卫 SaaS 平台</p> <p>1、电子健康档案储存与调取</p> <p>1) 对健康采集终端上传的数据，进行解码并储存到相关的数据库，形成综合的电子健康档案。</p> <p>2) 长久储存电子健康档案，并能分类检索与查看。</p> <p>2、用户管理</p> <p>1) 用户信息：按照创建时间显示用户列表，可通过机构、用户来源、用户姓名、手机号码进行搜索；同时可以选择不同的时间区域进行搜索（提供软件截图予以佐证，不提供或提供的内容不符合要求不得分）。</p> <p>2) 用户体检数据：根据上传时间呈现用户的体检数据表，对异常项有醒目的标识，并可支持批量导出。</p> <p>3) 用户量趋势分析：对不同时段的每天用户量进行统计并通过曲线显示，分析趋势。</p> <p>4) 机构用户量统计：对机构总用户量进行统计，并展示出正常与异常人均比例。</p> <p>5) 检测项目统计：可根据检测项目统计不同年龄段男女正常、异常总人数及占比。</p> <p>3、档案管理</p> <p>1) 档案维护：分个人与家庭进行档案建立，并可根据档案所属机构、居民姓名、身份证号、档案创建时间进行检索，查看建档详情，并能打印满足公卫规范的个人健康档案（提供软件截图予以佐证，不提供或提供的内容不符合要求不得分）。</p> <p>2) 档案调动：档案的调出与接收的操作与审批。</p> <p>3) 中医九型体质辨识：可查看由健康小屋上传的中医体质辨识记录，并可打印满足公卫规范的中医体质辨识报告。</p> <p>4、高血压管理</p> <p>1) 可创建高血压患者专项档案，并能根据患者所属机构、患者姓名、身份证、手机号、地址等条件进行检索。</p> <p>2) 可对高血压患者进行随访、转诊管理。</p> <p>▲3) 可对高血压患者进行健康干预，制定饮食、运动、中医养生、戒烟限酒等干预方案，并可支持从方案模板创建个人方案（提供软件截图予以佐证，不提供或提供的内容不符合要求不得分）。</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>4) 可统计辖区进行高血压患者管理的人数、高血压患者管理率等指标。</p> <p>5、老年人健康管理</p> <p>1) 可创建老年人专项档案，并可对档案进行检索与维护。</p> <p>2) 可对老年人进行随访管理，记录随访结果，查看历史随访记录。</p> <p>▲3) 可对老年人年度体检表进行管理，可根据最近测量记录一键同步至年度体检表（提供软件截图予以佐证，不提供或提供的内容不符合要求不得分）。</p> <p>4) 有老年人自理能力评估、中医体质辨识、心理状况评估功能。</p> <p>6、统计报表</p> <p>1) 有慢病统计金字塔图功能。</p> <p>2) 可根据时间段统计各医生建档数量、随访人次。</p> <p>3) 可根据年度统计不同疾病在不同年龄段、不同性别的人数分布，并以图、表两种形式展示。</p> <p>4) 可根据年度统计辖区各年龄段不同性别吸烟、饮酒、饮食习惯的情况。</p> <p>三 设备功能与特点</p> <p>1、具备身高、体重、血压、血氧饱和度、脉搏、心电图、体温、血糖、尿酸、总胆固醇、血脂、尿常规等多项检测功能。</p> <p>2、检测设备通过数据线与操作台形成一个整体，通过物理整合只有一个外接电源接口，同时具备 USB 拓展接口、RJ45 接口等互联互通。具备一体化集成度高、设计美观、智能一站式操作的特点。</p> <p>3、内置二代身份证阅读器，通过居民身份证或手机号或人脸识别的登录方式识别居民身份信息，系统自动获取居民姓名、性别、出生日期、民族、户籍地址，快速建立符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求的电子健康档案，并上传至健康数据管理平台。</p> <p>4、通过动画指引、语音指引检测人员自主完成测量，并可与之前测量数据实时对比。从而实现检测数据的采集、储存、处理和传输。</p> <p>5、生理参数健康采集终端的操作台具备可移动功能，底部装有医疗专用万向移动轮，一人就可以推动设备移动，设备到达工作现场后只需接入电源和网络就可开展工作。</p> <p>6、生理参数健康采集终端制造商具备医疗器械生产许可证及 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证（提供相关证书并加盖投标人公章）。</p> <p>6、提供所投产品集成健康评估管理系统、上位</p>	
--	--	--	--	--

				<p>机管理系统软件著作权（提供相关证书并加盖投标人公章）。</p> <p>7、信息技术服务体系认证：所投产品具备 ISO20000 信息技术服务体系认证（提供相关证书并加盖投标人公章）。</p> <p>▲8、所投产品具有慢病评估系统软件著作权登记证书（提供相关证书并加盖投标人公章）。</p> <p>9、所投产品具有 GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系五星级认证证书（提供相关证书并加盖投标人公章，不提供不得分）。</p> <p>10、信息安全管理体系统认证：移动体检箱制造商具备 ISO27001 信息安全管理体系统认证。（提供相关证书并加盖投标人公章）。</p> <p>四 设备操作台要求 1、一体化操作台</p> <p>1.1、高度集成，以一体化的方式呈现</p> <p>1.2、占用空间：长\geq2.2m；宽\geq1m；高\geq2.4m（提供彩页或设备规格书予以佐证）</p> <p>1.3、检测区：1个；1台触摸式显示屏</p> <p>1.4、标准的网络接口1个</p> <p>1.5 整机具备软硬件一体注册证（提供产品注册证及完整的检验报告予以佐证）。</p> <p>1.6 配置的检测模块通过 USB 有线连接的方式进行通讯，保证数据传输的稳定性</p> <p>2、主机及触摸显示器</p> <p>2.1、类型：工业级电脑触摸屏一体机</p> <p>2.2、CPU：Intel 双核处理器，1.8GHZ 以上</p> <p>2.3、DDR3 内存：\geq4GB</p> <p>2.4、固态硬盘：\geq32G</p> <p>2.5、支持系统：windows</p> <p>2.6、显示器显示尺寸：\geq15”</p> <p>2.7、显示器分辨率：\geq1024x768</p> <p>3、身份证阅读器</p> <p>3.1、射频技术：符合 ISO14443 Type B 标准</p> <p>3.2、保密模块：居民身份证验证安全控制模块</p> <p>3.3、读卡方式：非接触式</p> <p>3.4、读卡距离：0-5CM</p> <p>3.5、阅读时间：\leq1 秒</p> <p>3.6、使用寿命：\geq1000000 次</p> <p>4、打印机</p> <p>4.1、打印方式：黑白激光打印机</p> <p>4.2、最大打印幅面：A4</p> <p>4.3、A4 纸张打印速度：22ppm</p> <p>4.4、打印机芯寿命：硒鼓容量\geq1500 页</p> <p>5、广告机</p> <p>5.1、LCD 屏：\geq21.5”</p> <p>5.2、分辨率：\geq1366*768</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>5.3、屏幕比例：16：9</p> <p>5.4、遥控器：全功能遥控</p> <p>5.5、自动播放：自动播放视频或图片</p> <p>5.6、播放格式：支持视频、音频及图片等多种格式</p> <p>6、高清摄像头（用于人脸识别）</p> <p>6.1、传感器类型：工业级高清传感器</p> <p>6.2 像素：≥800 万</p> <p>五 设备硬件检测功能</p> <p>1、全自动血压检测</p> <p>1.1、测量方法：脉搏波法</p> <p>1.2、测量范围：压力（0~300）mmHg；脉搏 40 次/分~180 次/分</p> <p>1.3、测量准确度：压力±2mmHg；脉搏 40-180 次±2%以内</p> <p>1.4、超压保护：压力超过 300mmHg 时，急速排气保护。急速排气时间不大于 10 秒</p> <p>1.5、肘部位置传感器：有（准确定位肱动脉，提高测量精度）</p> <p>1.6、臂筒角度调节：臂筒可左右转动约 10 度，提高测量舒适度</p> <p>1.7、适合臂周：17cm~42cm</p> <p>2、身高体重检测</p> <p>2.1、身高测量方式：超声波测量</p> <p>2.2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重</p> <p>2.3、身高测量范围：60-200cm</p> <p>2.4、身高测量精度：±0.5cm</p> <p>2.5、体重测量范围：8-200kg</p> <p>2.6、体重测量精度：±0.5kg</p> <p>2.7、测量速度：≥450 次/小时</p> <p>2.8、自动语音播放</p> <p>2.9、测量结果：身高、体重、BMI、人体成分（身体脂肪率、基础代谢、体水分率，骨骼肌率，内脏脂肪指数，骨矿含量，细胞外液，细胞内液，总水分，蛋白质，无机盐等含量及综合评测）</p> <p>3、血氧检测</p> <p>3.1、测量范围：血氧饱和度 35%-100%</p> <p>3.2、脉搏率：30 次/分~250 次/分</p> <p>3.3、在 70%~100%范围内，测量误差为±2%；其中测量误差中的“%”为脉搏氧饱和度百分比</p> <p>4、心电检测</p> <p>4.1、标准 12 导联心电信号同步采集，可切换 6 导联采集模式</p> <p>4.2、采集方式：支持 USB 有线和蓝牙无线两种心电采集方式</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>4.3、采样率：2000 点/秒/通道</p> <p>4.4、共模抑制比：>100 dB，开启交流滤波时>120 dB</p> <p>4.5、灵敏度：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、10/5 mm/mV、20/10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV、AGC（自动）增益九个档，转换误差范围不超过±2%</p> <p>4.6、支持起搏信号检测，起搏波检测灵敏度可调</p> <p>4.7、具有导联脱落检测与提示功能和心拍提示音</p> <p>5、体温检测</p> <p>5.1、测量方法：非接触式红外传感</p> <p>5.2、测量部位：额头</p> <p>5.3、测量范围：32.0℃~42.9℃</p> <p>5.4、测量精度：±0.2℃</p> <p>5.5、分辨率：0.1℃</p> <p>6、血糖、尿酸、总胆固醇检测</p> <p>6.1、原理：电化学生物感应法</p> <p>6.2、测量范围：血糖 1.1~33.3mmol/L；尿酸 0.18~1.19mmol/L；总胆固醇 2.59~10.35mmol/L</p> <p>6.3、需求血量：血糖≤0.7 μl；尿酸≤1.5 μl；总胆固醇≤10.0 μl</p> <p>6.4、系统正确性： 血糖：当血糖浓度>75mg/dL，不超过±20% 尿酸：当尿酸浓度>5mg/dL，不超过±20% 总胆固醇：当总胆固醇浓度>150mg/dL，不超过±20%</p> <p>7、血脂检测</p> <p>7.1、检测输出值：高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白（LDL）、甘油三脂（TG）、总胆固醇（TC）</p> <p>7.2、检测原理：酶法、反射光度法</p> <p>7.3、标本：全血、血清、血浆均可</p> <p>7.4、需求血量：血脂四项 40 μl</p> <p>7.5、检测范围：TC 2.59-10.36mmol/L；HDL 0.39-2.59mmol/L；TG 0.57-5.65mmol/L</p> <p>8、尿常规检测</p> <p>8.1、检测项目：白细胞、潜血、PH 值、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维生素 c 等十一项</p> <p>8.2、测量原理：RGB 三原色检测原理（反射光电比色法）</p> <p>8.3、测试速度：≥60 份/小时</p> <p>8.4、接口：标准 USB 通讯接口</p>	
--	--	--	--	--	--

				8.5、显示屏：2.4"彩色液晶屏 8.6、数据存储：可存储 500 份样本数据，可按测试日期、样本号和用户名称查询	
8	康复室	老年人模拟体验装（专业版）		<p>一. 可穿戴模拟器使用户可以亲自体验与年龄相关的各种身体挑战，帮助提高对老年人的敏感性和理解力</p> <p>二. 模拟器复制的物理挑战：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 视力障碍； 2. 活动范围受限； 3. 行动不便； 4. 弯腰姿势； 5. 手感丧失； 6. 结合刚度； 7. 力量损失； 8. 疲劳； 9. 改变身体形象； 10. 平衡感降低。 <p>三. 包裹包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最大尺码的背心； 2. 2 个肘部和 2 个膝盖约束； 3. 2 个脚踝和 4 个腕部负重； 4. 颈部约束； 5. 6 副视力障碍眼镜； 6. 2 副手套； 7. 收纳盒。 <p>四. 实训项目包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 探索老年与老年病学； 2. 视力障碍； 3. 因老化而产生的行动力下降； 4. 老化对骨头和关节的影响； 5. 听力损失； 6. 随着年龄的增长认识变化； 7. 老年经验； 8. 惊人的衰老； 9. 学生活动和前后评估； 	5
9		辅助步行训练器		<p>100×82×102~147cm, 台面垫高度调节范围 45cm, 手柄间距调节范围 0~55cm, 台面垫额定承载质量 80kg。</p> <p>功能</p> <p>增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外的辅助代步用具。</p>	1
10		成人手动减重		<p>125*105*215cm, 扶手高度调节范围 38~121cm, 扶手宽度 41cm, 额定载荷 80kg 功能</p> <p>通过吊带控制，根据需要减轻患者步行中下肢</p>	1

	步态训练器			的承重量,保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者,帮助他们及早进行步态功能训练。		
11	重锤			外形尺寸/cm: 80×60×111.5 重锤质量: 100g、200g、300g、500g 桌面额定承载: 750N 用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围		1
12	肩抬举训练器			81×19×75cm, 棍Φ3×92, 支架角度调节为9档, 支架高度调节分6档 功能 通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋, 以增加抗阻力。搁架角度可调, 放在桌上使用。		1
13	系列沙袋(绑式)			规格: 69×35×80cm, , 沙袋重量(kg)及个数: 0.5(2个)、0.75(2个)、1(2个)、1.5(2个)、2(2个)、2.5(2个)共12个。 使用方法: 肌力训练, 关节活动度训练, 关节屈伸训练。		1
14	腕关节回旋训练器			62*22*26 改善腕关节各个方向的活动范围		1
15	系列哑铃			81*53*80 规格: 1磅 6个 2磅 4个 3磅 4个 4磅 2个 5磅 2个 进行肌力和医疗体操训练, 增加耐力		1
16	握力计(电子显示)			195*125*30, 分度值: 0.1~0.2		1
17	OT桌(可调式)			140×82×63-87cm, 桌面高度调节范围61~81cm, 手柄转动力矩10N·m, 桌面额定载荷50kg, 桌面尺寸123×80cm。 功能 作业训练用具。供患者进行上肢的主动训练。		1
18	OT综合训练工作台			操作台192×105×96cm, 左右操作台面44.5X36X2, 后操作面板94.5X36X2; 组件: 上肢协调功能练习器(手指), 分指板、分指板(弧形)、铁棍插板、木插板、套圈(立式)、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。		1

				功能 改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性=协调性，提高上肢日常活动能力。		
19	手功能组合训练器			57×42×16 cm，配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。 功能 训练患者眼手协调功能，改善手指灵活性，提高手协调性、灵活性。		1
20	套圈（立式）			∅30×46cm，立竿直径3.8cm 功能 训练患者眼-手协调功能		1
21	套圈			52×44×18cm，立竿直径2.5cm 功能 训练患者眼-手协调功能		1
22	木插板			38×31×12cm，规格直径2.5×10cm，数量20个 24×20×11.5cm，规格直径1.8×0.9cm，数量20个 20×16×10.5cm，规格直径1.3×0.8cm，数量20个 功能 作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调功能		1
23	铁棍插板			22×14×5.5cm 功能 偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练		1
24	手指阶梯			31×14×47cm。阶梯台间2.2cm。台阶数量10层。功能：改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性		1
25	可调式沙磨板及附件			106×86×85cm，沙磨板面积97×77cm，沙磨板角度调节范围0°~50°，4只附件，每种1只。功能：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。		1
26	上螺母			37×27×10cm，M6X40六角螺栓7个，M8X40六角螺栓16个，M6螺母7个，M8螺母32个 功能：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性		1
27	上螺丝			外形尺寸/cm：35×25×7（不含螺栓）组件： 1. 全螺纹六角头螺栓M6×40 7只 2. 全螺纹六角头螺栓M8×40 13只 功能：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性		1

28	分指板			大 24×24×5cm, 指板间距 26mm, 中 22×22×4.7cm, 指板间距 22.5mm, 小 21×21×4.3cm, , 指板间距 16mm, 功能 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形	1
29	分指板 (带万向轮)			大 24×24×8cm, 指板间距 26mm, 中 22×22×8cm, 指板间距 22.5mm, 小 21×21×7cm, , 指板间距 16mm, 功能 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形	1
30	手指协调功能训练器			材质: PVC 环保材料, 安全无毒; 实木 规格: 31cm*25cm*28cm 训练上肢稳定性、协调性功能, 提高上肢的日常活动能力	1
31	橡筋手指训练器			60*40*50 提高手指的主动屈伸活动能力	1
32	穿衣服			32×27×4cm 功能 通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练, 提高患者的穿衣能力。	1
合计					

康养实训中心-助浴间

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1	助浴间	洗澡椅		总尺寸: 500*600*760mm (展开) 500*280*800mm (折叠)	1、坐板高度三挡调节: 400-460mm、承重≤100KG; 椅架高强度铝合金, 喷粉处理不易生锈; 2、防霉防滑脚垫 3、扶手PP材质+抑菌剂抑制细菌增长;符合ROHS环保要求的高弹性 EVA 座垫。	件	1
2	助浴间	L型扶手		700*400*35	材质: ABS、不锈钢 参数: 外管直径为 35mm*5.0mmABS 防滑外管, 内芯直径为 25mm*1.0mm 的不锈钢管材质组合而成, 弯头和三通均采用压铸一体的锌合金内芯包胶	件	1
3	助浴间	喷淋套装			常规挂墙式, 主要材质: 无铅铜。顶喷, 手持花洒, 龙头	套	1

4	助浴间	自动沐浴机	长度 1090mm ±10mm, 宽度 830mm±5mm, 高度 1720mm±10mm	<p>1. 尺寸:</p> <p>i) 基本外形尺寸: 长度 1090mm±10mm, 宽度 830mm±5mm, 高度 1720mm±10mm, 机体座位(厕板)离地 480mm±10mm。</p> <p>2. 材质:</p> <p>i) 主骨架: 不锈钢矩形管: 20mm*20mm*1.5mm;</p> <p>ii) 双门骨架: 不锈钢圆管: 直径 25mm, 厚 1mm</p> <p>iii) 脚/脚轮: 6 只不锈钢螺杆脚, 2 个不锈钢脚轮, 直径 50mm, 抽起双门骨架把手, 可使螺杆脚离地, 剩下 2 个脚轮着地, 再用双门把手推拉移动机体。</p> <p>iv) 外壳: ABS 及 PMMA 复合物。</p> <p>v) 手持式遥控, 手持式花洒头及其他塑料件: ABS</p> <p>▲3. 功能:</p> <p>自动混合沐浴露/洗发露于水中</p> <p>自动温度调控</p> <p>13 个环绕多角度淋浴喷头+臀部喷头</p> <p>手持式花洒头</p> <p>自动沐浴程序</p> <p>一键启动历时约 4 分钟的自动沐浴程序, 包含喷沐浴露/洗发露及清水冲洗, 全程用 13 个多角度淋浴喷头冲洗全身</p> <p>自动冲厕按钮</p> <p>承载重量: <=150kg</p> <p>操作系统: 以手持式防水遥控操控</p> <p>电力供应: 变压器组件符合 IPX4 防水等级</p> <p>4. 工艺:</p> <p>ABS/PMMA 塑料表面耐腐蚀, 耐刮, 韧性强, 易擦拭</p> <p>不锈钢支架防锈, 耐腐蚀</p> <p>PC 塑料挡水板表面耐热, 抗冲击, 高度透明性</p> <p>5. 配件:</p> <p>每部沐浴机配备: 软喉一米 两条</p> <p>软喉两米 两条</p> <p>过滤网连两边四分对接外丝 两套</p> <p>变压器 一个</p> <p>手提遥控 一个</p> <p>电源延长线 一条</p> <p>冲厕装置 选配</p> <p>6. 颜色:</p> <p>白色外壳, 可选蓝色或绿色透明挡水板</p> <p>7. 认证:</p> <p>▲IS013485:2016</p> <p>1. 尺寸:</p> <p>i) 基本外形尺寸:</p>	件	1
---	-----	-------	--	---	---	---

					<p>长度 840mm，宽度 540mm，高度 1060mm，座垫面离地 560mm，手靠垫面距离座垫面高 235mm。</p> <p>2. 材质：</p> <p>i) 骨架：不锈钢圆管：20mm*20mm*1.5mm；</p> <p>ii) 脚踏：ABS 塑料</p> <p>iii) 脚轮：尼龙 PA6 及 TPE 塑料，2 个带锁脚轮及 2 个不带锁脚轮，脚轮径 100mm。</p> <p>iv) 座垫、背垫、手靠垫：PU 塑料</p> <p>v) 安全带+脚带：使用防水物料 TPU 塑料，容易清洁。</p> <p>3. 功能：可拆除的坐垫</p> <p>可拆除的手靠架</p> <p>可拆迭及拆除的脚踏</p>		
5	助浴间	电动可折叠冲凉床		<p>1. 尺寸：床面尺寸约长 1910×宽 650×高 550-850 mm；轮廓尺寸约长 2070×宽 800×高 550-850 mm。</p> <p>2. 材质：框架材质冷轧板；连接件、紧固件、旋转件、护栏等 304 不锈钢或更高等级；浴槽高分子材料，可耐高温/严寒（+80° -10° ），可拆下清洁消毒；浴槽填充材料为高密度 EVA 或更优质，表面防滑十字纹路，柔软舒适不变形；凹弧型聚氨酯头枕，整体防水。浴床整体表面防水烤漆处理（需提供相关原厂盖章检测报告）。</p> <p>3. 设备功能：</p> <p>1) 床体可电动三折折叠，整体升降、靠背床板支撑、腿部床板收缩均可各自独立调节。</p> <p>2) 设备防护等级：≥IP54。</p> <p>3) 床面可 180° 面部摊开，护栏可 180° 自由旋转，床体可整体收缩折叠行走，收缩后床长约 1100mm 。靠背床板 0° -80° 向上角度随意调节；腿部床板 0° -80° 向下角度随意调节。</p> <p>4) 约 4 寸医用万向静音轮 4 个，床头配推床抓手。床体四脚安装防撞轮。</p> <p>5) 承重≥150kg。</p>	件	1	
6	助浴间	侧开门浴缸	1300*750*950	高流量龙头，管道自动臭氧消毒系统，冲浪按摩系统，泡泡按摩系统，水下七彩变色灯，LED 触摸。控制面板，恒温功能，多媒体电视机，座位加热，枕头，两侧配裙边。	件	1	
7	助浴间	U 型浴帘		<p>1、材质：涤纶布；防水布；</p> <p>2、含挂杆</p>	组	3	
8	助浴间	一字浴帘		<p>1、材质：涤纶布；防水布；</p> <p>2、含挂杆</p>	件	1	
9		洗漱		含记忆成人牙刷、记忆中环牙刷、长柄梳子、长柄洗澡刷、柱状长柄刷、弯柄擦背刷	套	1	
合计							

康养实训中心-评估室

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1	评估室	配套评估工具+评估软件系统		配套评估工具+评估软件系统	硬件要求：Wi-Fi 版，内存>4G，储蓄容量≥128G，尺寸：10 英寸左右； 软件要求：为评估结果自动生成软件一套。	件	1
2	评估室	视力表灯箱		测试长者视力情况	规格（LxWxD）： 21.5X12X1.5CM， 材质：ABS 工程塑料+铝合金。适用于远视眼、老花眼的近用视力检测	件	1
3	评估室	基本情况采集桌		评估前对测试长者的生命体征基本状态进行汇总资料的录入，生成表格	尺寸：约 1000*550*750mm 材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。认知测试区及社会沟通，用于摆放认知测试用品	件	1
4	评估室	适老化扶手椅		设计角度经设计，防倾倒，轻巧便于挪动和帮助站立起身	尺寸：约 535*495*415mm 扶手高 610mm 靠背高 800mm，曲木+防水 PU 材质；人体工学设计，依靠舒适；弧形圆角设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，轻便，方便移动。	件	2
5	评估室	身高体重测试仪		评估前测试长者的生命体征基本状态（准确测试长者的身高和体重）	机身加厚铝合金制作，底座不锈钢材质；准确测试长者的身高和体重。	件	1
6	评估室	血压计		评估前测试长者的生命体征基本状态，评估前测定长者当天血	根据被测者血压情况自动调节加压的压力值，从而缩短测量时间，提高测量舒适度，更确保测量出确切的结果。	件	1

				压			
7	评估室	血氧测试仪		评估前测试长者的生命体征基本状态, 评估前测定长者当天血糖读数	规格: 约 57×31×32cm; 本体重量: 安全类型: 2 类 BF 型应用设备; 屏幕类型: OLED 双色屏显示; 电池: 2 节 7 号 1.5V 碱性电池; 血氧范围: 0-100% (分辨率为 1%); 血氧精度: 70-100%: ±2%; 脉率范围: 30-250bpm (分辨率为 1bpm); 脉率精度: ±2bpm 或 ±2%取最大值。	件	1
8	评估室	握力测试仪 (含不锈钢挂件)		手部关节活动能力及抓握输出力	电子设备尺寸约 195mm*120mm*40mm1、机芯装置和螺母, 可调节, 可根据测试者手掌大小不同调节到最佳的测试状态; 手柄装置弹簧、手握。 2、设备操作简单, 具有 ON/OFF 与复位两个按键, 开始操作直接按 ON, 操作完毕记录数据, 按复位直接测试下一个测试者; 3、握力功能, 握力范围: 0~300kg; 具有低电指示功能; 4、充电功能: PCB 设计时, 注意 USB 和 DC 头两个接口都可以同时充电; 5、蓝牙传送数据; 6、供电电源: 锂电池, 3.7V 600mA;	件	1
9	评估室	下肢肌力测试仪 (含底座、三脚架)		测试下肢股四头肌、小腿肌输出力及支撑力	电子设备尺寸约 155mm*120mm*85mm 底座: 约 550*400*450mm 坐垫尺寸: 约 300mm*300mm*6mm1、一个针对老年人下肢肌力体能测试的简易产品, 可远距离接收信号。老年人坐在感应垫上, 在 30 秒内站立与坐下的次数, 测试长者的下肢肌肉力量, 从而通过综合运算, 得出老年人独自洗浴、排泄时下肢肌力是否能支撑长者完成该项功能。由计次发射机、计次接收机两部分组成。 2、计次功能, 计次范围: 0~999 次 在 30 秒内完成动作的次数计入有效完成次数, 30 秒后哔一声提示长者测试时间结束, 此后产生的动作次数不再计入有效完成次数; 3、两个 LED 灯指示: 红灯与绿灯, 红灯表示设备还没自我调试结束, 暂时不能进行测试, 绿灯表示设备自我调试结束, 设备正常可以进行运行; 4、2.4G RF 无线发射功能; 低电指示功能; 充电功能; 蓝牙传送数据; 5、供电电源: 锂电池, 3.7V 600mA;	件	1

10	评估室	腰背柔韧性测试仪 (含底座)		测试长者后腿部及腰部的柔韧性及延伸性	<p>1、电子设备尺寸约 155mm*120mm*85mm1. 由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试长者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力。</p> <p>2. 由发射机、接收机两部分组成。</p> <p>3、单向移动检测距离，检测范围：0~95.5cm；自动锁定功能，反向锁定功能；</p> <p>4、背光功能；供电电源：锂电池，3.7V 600mA；</p>	件	1
11	评估室	室内行走能力测试仪 (含底座、三角架，地贴)		室内自主行走能力	<p>电子设备尺寸 155mm*120mm*85mm 底座：约 550*400*450mm 坐垫尺寸：约 300mm*300mm*6mm1、由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试老年人的下肢肌力及室内行走能力水平。附属三脚架一个。由两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。</p> <p>2、供电电源：锂电池，3.7V 600mA</p> <p>3、接收机主要功能：按键功能，LED 指示功能，蜂窝器提示音，计时功能。</p> <p>4、2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙传送数据；</p> <p>5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA</p>	件	1
12	评估室	腰腹拉力测试仪 (含底座)		测试长者后腿部及腰部的柔韧性及延伸性	<p>电子设备尺寸 95mm*79.4mm 底座：约 550*400*450mm。1、由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试老年人的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平。</p> <p>2、发射机主要功能：2 个按键功能 ON/OFF 复位；2 个 LED 灯指示：红灯绿灯；腰腹拉力功能，腰腹拉力范围：0~300kg；</p> <p>3、低电指示功能；充电功能：PCB 设计时，注意 USB 和 DC 头两个接口都可以同时充电；</p> <p>4、自动关机功能；蓝牙传送数据；</p> <p>5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA；</p>	件	1
13	评估室	平衡性测试仪 (三角架)		平衡性是全身性的一种平衡稳定能力，是长者综合能力的表现	<p>三脚架尺寸：约 电子设备尺寸：约 245*125*85mm 脚踏：约 295*150*28mm1、平衡性测试仪，通过测试长者单脚站立在脚踏设备上并保持相对稳定状态可以维持的时间，由此判断是否有摔倒风险。</p> <p>2、两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。</p> <p>3、在工作模式下，当检测到站立动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执</p>	件	1

					行对应动作：当检测到掉下动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作。 4、2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙传送数据； 5、供电电源：锂电池，3.7V 600mA		
14	评估室	跨越障碍架		测试长者在日常上下楼梯，躲避障碍物的能力。	材质：环保 ABS；长 455mm，宽 180mm，高可调节为：150mm、230mm、300mm。	件	5
15	评估室	测试量化对照表		对所有评估标准、评估结果、及相应护理等级上墙公示	尺寸：长 650mm*宽 445mm 通过大量数据总结出来的所有评估标准、评估结果、及相应护理等级上墙公示的标示牌（一套 10 张）。	件	1
16	评估室	进食测试（四方蝴蝶桌）		放置进食评估测试用具	尺寸：约 1100*1100*750mm 材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。	件	1
17	评估室	适老化扶手椅		设计角度经设计，防倾倒，轻巧便于挪动和帮助站立起身	尺寸：约 535*495*415mm 扶手高 610mm 靠背高 800mm 曲木+防水 PU 材质	件	2
18	评估室	辅助筷		进食障碍时，辅助器具的选择	长 20cm, 耐热温度:100° C, 商品材质:PBT 树脂、硅胶、聚氨酯烤漆。	件	1
19	评估室	辅助勺		进食障碍时，辅助器具的选择	规格:长约 20.8cm 材质/18-8 不锈钢, 发泡聚丙烯 耐热温度/120℃	件	1
20	评估室	叉子		进食障碍时，辅助器具的选择	材质：塑料部位/聚丙烯 金属部/不锈钢 耐热温度：120℃	件	1

21	评估室	辅助碗		进食障碍时，辅助器具的选择	容量 350ml, 材质: PET 树脂、ABS 树脂, 耐热温度: $-20\text{--}140^{\circ}\text{C}$ 。	件	1
22	评估室	餐盘		进食障碍时，辅助器具的选择	直径 140mm, 材质: 聚丙烯, 脚部/ 弹性体, 耐热温度: 140°C 。	件	1
23	评估室	吸水杯		进食障碍时，辅助器具的选择	容量 200ml, 材质: 碳酸树脂 PC; 吸管/硅胶。	件	1
24	评估室	器具展示柜		放置测试用具	尺寸: 约 2000*800*4000mm 材质: 多层实木板。	件	1
25	评估室	模拟时钟			规格 (LxWxD) : 207*207*73mm, 重: 35g, 木材+环保漆。	件	1
26	评估室	几何图形插板		对颜色、空间有准确的判断	规格 (LxWxD) : 310*300*25mm, 榉木, 环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形, 长方形, 正方形等形状为一体, 正确认识各种几何形状和颜色的辨别, 锻炼手脑应用的协调能力。	件	1
27	评估室	数字排列		对数字的准确判断	材质: 棒木, 尺寸: 24.3*24.3*2.5cm, 100 颗数字汉字骨牌, 3 张数字卡纸 (双面), 100 支数数彩色棒。强化 1-100 数字的排列顺序和数学运算及汉字认知多米诺功能; 强化数字的记忆	件	1
28	评估室	认知障碍测试		评估前对测试长者的生命体征基本状态进行汇总资料的录入, 生成表格	尺寸: 约 1000*550*750mm 材质: 多层实木板。进行前期的老人个人信息的登记与录入, 放置测试用具, 测试长者当天是否适合评估。		1

29	评估室	适老化扶手椅		设计角度经设计，防倾倒，轻巧便于挪动和帮助站立起身	535*495*415mm 扶手高 610mm 靠背高 800mm 曲木+防水 PU 材质		2
合计							

康养实训中心-心理咨询室

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1	心理咨询	反馈型音乐放松椅（一拖一）		产品尺寸：长 95CM，宽 100CM，高 112CM（带头罩高 130）； 净重：65KG	<p>智能身心反馈训练系统基于生物反馈原理、心率变异性理论、接受性音乐疗法原理，集智能传感技术、传输技术，能够实时采集人体生理指标，实现对压力焦虑管理、优化心理素质的效果，可进行心理测评、客观咨询效果的评估、可进行情绪调节和放松训练等。</p> <p>一、系统规格要求：</p> <p>1、规格：2、音乐放松椅：人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，长 105CM×宽 90CM×高 105CM，重量：45KG；承重：100KG；电源：220V/50Hz；</p> <p>2、配备可伸缩控制手柄，方用户拿取方便，可以控制椅子的升降角度。满足来访者躺、仰、坐姿势。（需提供照片佐证）</p> <p>3、定制扶手面板：音乐放松椅扶手定制面板，包含无线充电、声音加减、u 盘接口、usb 接口、上一首、下一首、蓝牙功能，方便使用。（需提供照片佐证）</p> <p>4、无线蓝牙播放系统：内置式无线蓝牙音箱，支持蓝牙无线连接，可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV 等具备音频传输的装备。</p> <p>5、按摩功能：过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，包含 9 种按摩功能调节、强弱调节、部位调节、自动循环以及定时等多种智能开启模式。</p> <p>6、音响：配置高清音响，音质好无杂音。左右及背部共有三个音响。</p> <p>1) 含运行主机，显示器，鼠标，键盘等辅助配件，内置 11 大系列音乐,3 大心理视频，</p>	套	1

				<p>放松指导视频等，心理图片等。含电脑运行系统：双核 CPU，4G 内存，500G 硬盘，显示器尺寸：19 寸。</p> <p>2) 含移动工作台 1 台。规格：45*45*65CM，拉出板带柜推车；4 个 60mm 厚，锁定/刹车 Front2，360 度自由旋转、高强度防缠绕、双向医用无声轮；圆角设计；设备穿线孔；搭配可 360 度旋转、可伸缩支架，可调节合适的角度。</p> <p>二、系统特点功能要求：</p> <p>1、采用 USB 指夹式采集仪，可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化，在操作软件任意界面时，均可设置显示/隐藏数据监控栏，实时检测心率变化、血氧等生理指标。</p> <p>2、功能模块：音乐、视频、文章、心理测评、训练报告、身心放松调节、游戏、设置、实时心率监测九大模块。</p> <p>3、音乐：系统包含 13 大类 120 首心理音乐。</p> <p>4、视频：涵盖心理课程、优美风景、心理治愈、心理沙画、心理应激 5 大类心理视频，其中每个大类里面 8 个视频。</p> <p>5、文章：提供 60 篇心理文章。</p> <p>6、▲心理测评：系统包含多种心理测量量表数量不少于 10 种。</p> <p>7、▲训练报告：训练报告可查看身心调节报告、心理测评报告、游戏报告，报告支持导出打印，可根据相关关键词、日期进行报告搜索。</p> <p>8、身心放松调节：提供画面精美、背景丰富的调节训练，高度可视化的结果反馈可以帮助训练者在压力情境中更好地控制情绪，长期练习，更可以达到提高压力调节能力的效果。训练项目体现自主平衡的协调状态对过度压力和负面情绪的释放、注意力的集中、快速反应、记忆等几方面所起到的有效影响。</p> <p>9、游戏：提供 5 款反馈互动类游戏，游戏根据用户反馈的心率血氧稳定度实时进行，游戏结束后会实时生成游戏训练报告。</p> <p>10、设置：一级管理员可在该模块对用户，部门，管理员进行编辑添加修改删除等操作，也可恢复出厂默认设置。</p> <p>10.1、自定义上传：对于心理音乐、主题视频、文章能够对其内容进行自主修改，添加及删除，摆脱了内容的局限性和单一性，有</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>效满足用户多种使用需求。</p> <p>11、实时心率监测：心率监测必须显示的有设备电量、连接信号、血氧百分比、心率等内容。身心监测必须包含 R-HRT、Max-HRT、M-HRT、Min-HRT、R-spo2、max-Spo2、M-spo2、Min-spo2 等数据。</p> <p>▲设备技术核心，必须满足，提供截图或视频为佐证，不提供为无效响应。</p> <p>1、提供具有国家信息中心的商品质量监督部门出具的符合 GB/T25000. 51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求与评价测试依据 (SQuaRE)第 51 部分:就绪可用软件产品 (RUSP)的质量要求和测试细则》检验依据的“智能身心反馈训练系统”测试报告，测试项目包括“完备性、正确性、一致性、易理解性、心理测评、放松减压、科普小站、测试数据、设备管理、可辨识性、易学性、易操作性、用户界面舒适性”等测试符合项。</p> <p>2、提供根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核并登记的“智能身心反馈训练系统”</p>		
2	心理咨询	身心调养太空舱	<p>产品外形尺寸(收起最小角度时): 130cm(长) * 90cm(宽) * 120cm(高)</p> <p>产品外形尺寸(打开最大角度时): 200cm(长) * 90cm(宽) * 100cm(高)</p>	<p>一、产品简介： 将尖端的心理应用技术、生理生物技术、物理理疗技术高度融合，遵循“身心合一”的健康理论原则，通过“健康监测”、“干预调节”、“用户管理”等模块，利用自主反馈训练及被动式干预两大主流方法，来全方位、多维度地提升用户的身心调节能力。</p> <p>二、结构组成： 1. 外形：太空舱结构舱体 2. 外形尺寸不小于：140x150x90cm 3. 玻璃钢材质，质轻而硬，机械强度高 4. 环形 LED 炫彩装饰灯，椭圆形，蓝色，供电电压 12V 5. 内置白色可 0-90 度开闭飞航式抗干扰头罩，流线型 ABS 材质；内置 4 路 α 脑波诱导灯，闪烁频率 8-14Hz，达到最好的诱发 α 脑波效果，采用 PWM 技术，根据人的放松状态，主动引导检测，反馈自适应调节，达到更好放松状态 6. 金属镀铬探出式特制万向供氧装置，可任意调节距离的全方位软管连接，配有两种供养孔来调节供养浓度 7. 高清触控 10.1 寸操作训练器，控制舱身及各功能选项</p>	台	1

				<p>三、系统概述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 飞航式抗干扰电动头罩，内置八位脑波牵引灯，1Hz 至 14Hz 闪烁频率，可进行 δ、θ、α、β 脑波牵引，同时拥有六种闪烁颜色与四种闪烁方式。 2. 氧疗、负离子净化、足底滚轮按摩、腿部气囊按摩、腿足部肌理 DMS 气压热敷系统多种调养干预手段。 3. 专业的六大调养方案，以舒缓的心理学音乐结合高品质立体声功放系统，以及体感音乐律随动系统，为您打造多感官放松牵引体验。 4. 完善的生物生理反馈系统软件，通过心率变异性分析（HRV）与皮肤电监测（SCL），助您快速准确地评估身心健康状况并给出调养意见。 5. 用户管理功能，可自行注册用户信息，可添加用户。 ▲6. 系统包含：呼吸训练、精力恢复、消除焦虑、激发活力、催眠释压、深度减压、身心合一、自主调养、健康检测等模块。健康检测时实时展示脉搏波及皮电波形。调养项目可自由选择男、女声引导语。 <p>三、核心技术：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “零重力”体位放松：人体工学设计和零重力技术可以使人处于自然状态，抵制引力所带来的不适，可使全身舒展拉松，无论身体还是精神都会倍感轻松、无比享受。 ▲2. 负离子疗法：系统自带负离子发生装置，创造茂密森林中的空气环境，整合自主训练模式与物理放松方法，对心身状态的改善效果最佳。 3. 红外热疗：皮垫下内置红外热疗发生装置，人性化设计，温暖舒适利于身心放松，同时可促进血液循环和微循环。 4. 足浴气压按摩：配置尖足部气压按摩装置，采用气囊和滚轮对小腿和足底穴位按摩，舒适性和放松性极强。 5. 多路径全维度干预方法（主动训练与物理干预可同步进行）HRV+SCL 复合型生物反馈疗法、身心能静疗、多维体感音乐疗法、全息脑波音乐疗法、“零重力”体位放松、红外热疗、足部气压按摩、配方式疗法、渐进式肌肉松弛疗法，充分满足不同放松对象的训练需要。 6. 全息脑波音乐疗法：快速调节心灵与大脑 	
--	--	--	--	--	--

					意识,降低负面情绪 45%; 11 种声光同步脑波程式, 12 通道合成仿生型全息脑波信号, 利用 α 波放松, β 波提高注意力, θ 波、 δ 波冥想休眠、改善睡眠, 背景音乐任意选择。设备标星部分为技术核心, 必须满足, 提供截图或视频为佐证, 不提供为无效响应。		
3	心理咨询	音乐室挂图		详见参数	心理挂图包含: 心理不可能图形、心理双关图形、错觉图形、动漫心理学图形等多种主题; 根据应用类型, 可划分为心理知识类、心理放松类、心理暗示类、心理大师类、心理错觉类、艺术风景类等多个种类, 心理挂图的画质清晰, 色彩明丽, 色调柔和, 有很好的装饰空间的视觉效果; 内里采用高档 PVC 材质, 永不褪色, 规格: 40*60cm 材质: 外镶仿金属边框, 整体形象高档美观。高档 PVC 板加仿金属边框。	副	8
4	心理咨询	心理沙盘		<p>一. 沙箱: 一个 尺寸: 内侧的尺寸为国际标准: 57×72 × 7(cm)。</p> <p>二. 海沙: 10 公斤。</p> <p>三. 陈列架: 2-3 个</p> <p>1. 高度: 150-170 cm</p> <p>2. 宽度: 85cm</p> <p>3. 深度: 26cm</p> <p>4. 层数: 6—7 层</p> <p>四. 沙箱桌: 一个。</p>	1000 件教具, 沙盘一个	台	1
合计							

康养实训中心-介助单元

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1	介护 (养老)	电视书桌 桌椅 一体柜		7200*550*2400	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	组	1
2	介护 (养老)	护理床		详见参数	1、尺寸: 外尺寸: 长度 2200mm±10mm, 宽度 1000mm±5mm, 内尺寸: 900*2000mm; 2、材质: 床面 1.5mm 扁钢条; 床架钢材矩形管: 约 50mm*20mm*2mm, 圆管 φ: 约 28mm*1.5mm, 方管: 约 25mm*25mm*1.6mm, 扁钢: 约 40mm*1.5mm; 床头、床尾板为三边榉木实木边框, 边框厚度≥40mm, 中间为刨花板, 刨花板厚度≥18mm; 喷塑粉末需提供符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863 的限制要求的测试报告; 3、脚轮: 4 个 3 寸的双面脚轮, 带独立刹车功能, 脚轮需提供符合 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863 的限制要求的测试报告; 4、功能: 背部升降 (0-70°), 腿部升降 (0-30°), 背膝联动, 整体升降最低高度≤90mm, 最高高度≥800mm, 整床前后倾斜 (0-11°); 护理床靠背升起时, 靠背后移 120mm, 扩大腹部空间, 减小腹部挤压; 5、电气: ①医疗电气, 电气防水 IPX≥4, 电气运行平稳、静音, 手孔板背部带机械锁设置, 可根据实际使用情况将护理床功能全开、全锁或者仅锁定前后倾斜功能; ②护理床降至离地 120mm 后, 自动减速下降; 6、护栏为全封闭布料护栏, 护栏升降需满足“一提一按”操作步骤; 7、床体承载重量: ≥200kg; 8、整床金属部件需经机械臂自动焊接工艺完成, 无漏焊、虚焊等现象, 外观无锈迹, 无毛刺, 木制品甲醛含量≤0.5mg/L, 需提供外观检测报告及甲醛含量检测报告; 9、护理床床头板最高处离地最低≤700mm	件	2

					10、双面硬度海绵床垫，一面做波浪形开槽处理，外层为防水面料。		
3	介护 (养老)	床头柜		L500*W500*H500	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	2
4	介护 (养老)	书桌		1000*600*750	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	2
5	介护 (养老)	适老椅		870*530*480	1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	2
6	介护 (养老)	隔断柜		1900*450*1200	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。 4：亚克力磨砂	件	2
7	介护 (养老)	床品六件套			全棉制床单 160X230CM 枕头及 48X74CM 全棉制枕套 1. 5M 棉被芯及 160X210CM 纯棉被套	套	1
8	介护 (养老)	适老摆件			手机扩音器 1 个，台灯 1 个，LED 放大镜一个，假书 3 本，相框 2 个，假花 1 个，老人公仔 1 对	组	2
9	介助 (养老)	衣柜		2300*550*2400	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	组	1

10	介助 (养老)	穿鞋凳 +鞋柜		1500*55 0*1000	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, , 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	组	1
11	介助 (养老)	轮椅柜		1300*55 0*1000	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, , 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1
12	介助 (养老)	书桌		2500*50 0*750	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, , 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1
13	介助 (养老)	适老椅		870*530 *480	1. 框架: 采用白蜡木制作。 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆, 达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵: 采用成型高密度泡绵。 4. 软包: 采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1
14	介助 (养老)	双人沙发		1500*80 0*850	1. 框架: 采用白蜡木制作。 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆, 达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵: 采用成型高密度泡绵。 4. 软包: 采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1
15	介助 (养老)	茶几		L1200*W 600*H50 0	1. 框架: 采用白蜡木制作。 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆, 达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵: 采用成型高密度泡绵。 4. 软包: 采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1
16	介助 (养老)	边几		D500*H5 00	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, , 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1

17	介助 (养老)	圆几		D500*H500	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, , 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1
18	介助 (养老)	护理椅		详见参数	1. 尺寸: 宽约 59cm, 座高约 46-63cm, 座深约 59cm, 背高约 106cm, 扶手高约 31cm 总宽约 80cm, 总深约 103cm。 2. 框架: 采用金属支架加实木, 总体强度性能好, 颜色、材质及纹理与饰面材料协调; 含水率 \leq 12%, 经防腐、防虫处理, 无腐朽材, 拼接严密牢固, 不得使用废材和回收木材。 3. 面材: 采用符合国标 A 级橡木作为木皮饰面, 厚度 \geq 0.6mm。 4. 油漆: 采用符合国标环保水性油漆, 需经过 5 层底油及 3 层面漆, 达到国标 E1 级环保标准, 均需进行净味处理, 抗菌等级 \geq 5 年, 漆膜硬度达到 2H-3H 之间。 5. 海棉: 采用 PU 阻燃成型高密度海绵, 表面有防腐化和防变型保护膜, 能均匀承托负重, 在常期负重状态下性能保持良好, 耐久不变形, 高回弹, 耐冲击, 回弹率 (%) \geq 50, 拉伸强度 (kpa) \geq 80, 伸长率 (%) \geq 150, 不变形, 回弹性能好。 6. 软包: 采用耐磨防火人造皮; 质感需柔和, 抗划、耐脏性能好; 皮革类耐磨系数为 \geq 50 万次以上, 坐垫设计隐藏拉链, 可拆洗。饰面材料可用含氯消毒液和水一定比例混合直接擦洗, 易于清洁消毒, 耐磨超纤皮需经过防水处理。 7. 脚轮: 金属轮, 可四轮全锁。 8. 功能: 双向两销脚踏板、拉出、拉入都可以锁稳; 活动式餐板, 可固定锁稳于扶手位。 9. 结构/配置: 配分腿柱、黏贴式头枕辅助保护配件。	件	1
19	介助 (养老)	护理床		详见参数	1、尺寸: 外尺寸: 长度 2200mm \pm 10mm, 宽度 1000mm \pm 5mm, 内尺寸: 900*2000mm; 2、材质: 床面 1.5mm 扁钢条; 床架钢材矩形管: 约 50mm*20mm*2mm, 圆管 ϕ : 约 28mm*1.5mm, 方管: 约 25mm*25mm*1.6mm, 扁钢: 约 40mm*1.5mm; 床头、床尾板为三边榉木实木边框, 边框厚度 \geq 40mm, 中间为刨	件	1

				<p>花板,刨花板厚度$\geq 18\text{mm}$;喷塑粉末需提供符合 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863 的限制要求的测试报告;</p> <p>3、脚轮: 4 个 3 寸的双面脚轮,带独立刹车功能, 4、功能: 背部升降 ($0-70^\circ$), 腿部升降 ($0-30^\circ$), 背膝联动, 整体升降最低高度$\leq 90\text{mm}$, 最高高度$\geq 800\text{mm}$, 整床前后倾斜 ($0-11^\circ$); 护理床靠背升起时, 靠背后移 120mm, 扩大腹部空间, 减小腹部挤压;</p> <p>5、电气:</p> <p>①医疗电气, 电气防水 IPX≥ 4, 电气运行平稳、静音, 手孔板背部带机械锁设置, 可根据实际使用情况将护理床功能全开、全锁或者仅锁定前后倾斜功能;</p> <p>②护理床降至离地 120mm 后, 自动减速下降;</p> <p>6、护栏为全封闭布料护栏, 护栏升降需满足“一提一按”操作步骤;</p> <p>7、床体承载重量: $\geq 200\text{kg}$;</p> <p>8、整床金属部件需经机械臂自动焊接工艺完成, 无漏焊、虚焊等现象, 外观无锈迹, 无毛刺, 木制品甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 需提供外观检测报告及甲醛含量检测报告;</p> <p>9、护理床床头板最高处离地最低$\leq 700\text{mm}$</p> <p>10、双面硬度海绵床垫, 一面做波浪形开槽处理, 外层为防水面料。</p>	
20		卧床大小便护理仪		<p>1、主机尺寸: $80\text{cm} \times 60\text{cm} \times 65\text{cm}$ 主机净重: 35kg;</p> <p>2、水箱容量: 清水桶 6000ml 污水桶 7000ml</p> <p>3、电源: $220\text{v} \pm 22\text{v}$ 交流: $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$; 输入功率: $\leq 1800\text{VA}$;</p> <p>4、大便设定时间: 180s-1800s 大便冲洗: 4s-20s 大便烘干: 120s-300s;</p> <p>5、小便设定时间: 30s-180s 小便冲洗: 3s-10s 小便烘干: 1s-1200s;</p> <p>6、冲洗水温: $34^\circ\text{C}-39^\circ\text{C}$ 烘干气温: $30^\circ\text{C}-55$ 语音音量: 1-5 级;</p> <p>7、小便负压: 1-3 档 大便负压: 3-5 档 烘干负压可调节;</p> <p>8、翻身程序: 开/关 小便透气: 关/开 时间显示: 开/关;</p> <p>9、小便冲水: 每次冲/ 6 小时后冲 大便时小便斗冲水: 开/关;</p> <p>10、卧便器既通风透气, 且防渗漏, 用户可长期穿戴, 穿戴后能翻身、坐起来。</p>	1

					<p>11、卧便器在大小便时扒开屁股的功能，可辅助用户排便和方便清洁。</p> <p>12、特制护理床垫，舒适、透气性好，可配合护理床实现起背、翻身、抬腿、落脚等功能。</p> <p>13、低噪音，不影响休息和生活，设备运行时产生的噪音低于 56 分贝。除臭技术，房间无异味，生活更舒适。</p>		
21		臭氧洗 澡机			【容量】50L，加热功率：2000W，洗护功率：30W，外形尺寸 530*400*770，加热温度：25℃-55℃，低温保护，水温低于 20 度不出水		1
22	介 助 (养 老)	储物高 柜		1650*55 0*2400	<p>1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1
23	介 助 (养 老)	床头柜		L500*W5 00*H500	<p>1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1
24	介 助 (养 老)	隔断柜		1900*45 0*1200	<p>1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。 4: 亚克力磨沙</p>	件	1
25	介 助 (养 老)	床品六 件套			<p>全棉制床单 160X230CM 枕头及 48X74CM 全棉制枕套 1. 5M 棉被芯及 160X210CM 纯棉被套</p>	套	1
26	介 助 (养 老)	适老摆 件			手机扩音器 1 个，台灯 1 个，LED 放大镜一个，假书 3 本，相框 2 个，假花 1 个，老人公仔 1 对	组	1

合计

康养实训中心-自理套间

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1	自理套间 (养老)	穿鞋凳+鞋柜		1000*450*1000	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	组	1
2	自理套间 (养老)	衣柜		2600*550*2400	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	套	1
3	自理套间 (养老)	餐桌		1000*750	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, , 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1
4	自理套间 (养老)	餐椅		常规尺寸	1. 框架: 采用白蜡木制作。 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆, 达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵: 采用成型高密度泡绵。 4. 软包: 采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	4

5	自理套间 (养老)	双人沙发		2200*800*8 50	<p>1. 框架：采用白蜡木制作。</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 海绵：采用成型高密度泡绵。</p> <p>4. 软包：采用耐磨超纤皮。</p> <p>5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1
6	自理套间 (养老)	圆几		D500*H500	<p>1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1
7	自理套间 (养老)	茶几		D500*H500	<p>1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1
8	自理套间 (养老)	单人沙发		1000*800*8 50	<p>1. 框架：采用白蜡木制作。</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 海绵：采用成型高密度泡绵。</p> <p>4. 软包：采用耐磨超纤皮。</p> <p>5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1
9	自理套间 (养老)	边几		D500*H500	<p>1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1

10	自理套间 (养老)	圆几		D500*H500	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, , 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1
11	自理套间 (养老)	慢摇椅		常规	1、面料: 优质皮革 2、海绵: 高质量回弹海绵 3、底架: 优质五金钢架	件	2
12	自理套间 (养老)	电动自理 双功能床		2080*1085* 875	主要技术指标和参数 1. 床面尺寸 2080*1085*875±5% 2. 背框最大折起角 $\alpha \geq 63^\circ$ 3. 腿框最大折起角 $\beta \geq 40^\circ$ 4. 安全载荷: $\geq 175\text{Kg}$, 5. 床体材质厚度不少于 1.5mm 框架: 橡胶木实木 芯板: E1 级中纤板板贴白蜡木木皮, 主体板厚 25mm 油漆: 大宝油漆, PU 半开放床垫: 1900*900*80 厚 棕垫	件	1
13	自理套间 (养老)	床头柜		L500*W500* H500	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, , 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	2
14	自理套间 (养老)	书桌 一体柜		1900+1600* 550*750	1. 面材: 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面, , 采用多层实木板, 2. 油漆: 采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材: 采用环保认证胶水。	件	1

15	自理套间 (养老)	适老椅		870*530*480	1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
16	自理套间 (养老)	床品六件套			全棉制床单 160X230CM 枕头及 48X74CM 全棉制枕套 1. 5M 棉被芯及 160X210CM 纯棉被套	套	1
17	自理套间 (养老)	适老摆件			手机扩音器 1 个，台灯 1 个，LED 放大镜一个，假书 3 本，相框 2 个，假花 1 个，老人公仔 1 对	组	1
18		适老餐具			含记忆成人汤勺、记忆成人餐叉、记忆中环汤勺、粗柄汤勺、助食筷、记忆杯架、成人防洒盘	组	3
合计							

康养实训中心-母婴套间

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
----	----	------	----	-------	------	----	----

1	母婴套间	椅子		870*530*480	<p>1. 框架：采用白蜡木制作。</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 海绵：采用成型高密度泡绵。</p> <p>4. 软包：采用耐磨超纤皮。</p> <p>5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1
2	母婴套间	衣柜		2540*550*2400	<p>1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1
3	母婴套间	月子床		1500*2200*1000	<p>1. 框架：采用白蜡木制作。</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 海绵：采用成型高密度泡绵。</p> <p>4. 软包：采用耐磨超纤皮。</p> <p>5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	1
4	母婴套间	床头柜		L500*W500*H500	<p>1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，</p> <p>2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p> <p>3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>	件	2
5	母婴套间	婴儿床		106*64*98	<p>松木，油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。</p>	件	2

6	母婴套间	单人沙发		1000*800*850	1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
7	母婴套间	双人沙发		2200*800*850	1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
8	母婴套间	茶几		L800*H600*H500	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板， 2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
9	母婴套间	边几		D500*H500	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板， 2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
10	母婴套间	床品六件套			全棉制床单 160X230CM 枕头及 48X74CM 全棉制枕套 1. 5M 棉被芯及 160X210CM 纯棉被套	套	1
11		宽口径玻璃奶瓶		80ml, 瓶身：PPSU、奶嘴：硅胶	两个规格适合月子期的宝宝使用。		2
12		宽口径玻璃奶瓶		160ml, 瓶身：PPSU、奶嘴：硅胶			2

13		海绵 奶瓶 刷		聚丙烯、 聚氨酯、 硅胶	多功能，精细去污，贴合奶瓶底部设计		2
14		葫芦 头宽 口径 奶嘴 刷					2
15		奶瓶 清洗 剂		400ml， PP 包装、 植物成 分	400ml，PP 包装、植物成分		2
16		一母 乳储 存袋		80mL*25 ，聚对苯 二甲酸 乙二醇 酯	80mL*25，聚对苯二甲酸乙二醇酯 封口双夹链设计		2
17		孕产 妇漱 口液		336ml， 水、山梨 醇、木糖 醇等	336ml，孕产妇专用漱口液		2
18		孕产 妇护 齿啫 喱		100g ，山梨 醇、水合 硅石、 水、木糖 醇等	100g，孕产妇专用牙膏，		2
19		防溢 乳垫		40p，无 纺布、绒 毛浆、高 分子吸 收树脂、 透气 PE 膜	40p，无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、 透气 PE 膜		2
20		产褥 期卫 生巾		10P，无 纺布、绒 毛浆、高 分子吸 收树脂、 透气 PE	10P，无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、 透气 PE 膜		2

				膜			
21		产褥期护理垫		4*60*90cm, 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气PE膜	4*60*90cm, 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气PE膜		2
22		多功能授乳枕		纯棉	纯棉		2
23		一细轴棉棒		180支, 纸、棉	纸轴棉棒, 100%纯棉		2
24		一婴儿柔湿巾		80p*3, 无纺布、纯化水、洋甘菊提取物	湿巾: 立体压花易清洁, 纯水配方无添加, 新生儿可用擦拭		2
25		智能双边电动吸奶器(医用型)		主机: 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物 尺寸(mm): 230*230*145	主机: 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物 尺寸(mm): 230*230*145		2
26		双边电动吸奶器		丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶	丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶		2

27		温奶器 (新智能款)		烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶	烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶		2
28		过滤烘干净化蒸汽消毒锅 (智能款)		烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶	烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶		2
29		奶瓶消毒钳		不锈钢、橡胶	不锈钢、橡胶		2
30		婴儿温泉舒缓洗发沐浴二合一泡沫		350ml, 水、丙二醇、甲基椰油酰基牛磺酸钠、温泉水			2
31		婴儿温泉舒缓保湿乳		150ml, 水、甘油、温泉水、棕榈酸乙基乙酯、			2
32		婴儿温泉舒缓润肤油		100ml, 棕榈酸乙基乙酯、甘油三酯、			2
33		婴儿温泉舒缓润肤霜		60ml, 水、甘油、温泉水、棕榈酸乙基乙酯、丁二醇			2

34		婴儿纸尿裤		84p, 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气 PE 膜	84p, 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气 PE 膜		2
35		婴儿纸尿裤		78p, 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气 PE 膜、	78p, 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气 PE 膜、		2
36		早产儿护理油		60ml, 甘油三酯、角鲨烷、霍霍巴籽油、沙棘籽油	60ml, 甘油三酯、角鲨烷、霍霍巴籽油、沙棘籽油		2
37		新生儿清洁护理套装		盒装, 不锈钢、聚丙烯、硅胶	(指甲剪、鼻吸、镊子、头毛梳)		2
38		婴儿护臀膏		35g, 矿脂、氧化锌、印度藤黄籽脂、木薯淀粉、甘油山嵛酸酯	氧化锌、甘草等植物成分尿便后日常护理, 隔离尿便		2
39		婴儿洗衣液)		1.5L, 表面活性剂、蛋白酶、织物护理剂	1.5L, 表面活性剂、蛋白酶、织物护理剂,		2
合计							

康养实训中心-母婴一室一厅

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1		衣柜		2560*550*2400	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
2		餐桌		1000*750	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
3		餐椅		常规尺寸	1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	4
4		双人沙发		2200*800*850	1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
5		圆几		D500*H500	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
6		茶几		L1200*W600*H500	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1

7		单人沙发		1000*800*850	1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
8		边几		D500*H500	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板， 2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
9		书桌		1000*600*750	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板， 2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
10		椅子		870*530*480	1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
11		月子床		1800*2200*1000	1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
12		床头柜		L500*W500*H500	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板， 2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
13		婴儿床		905×535×845mm (L*W*H)	规格：905×535×845mm (L*W*H) 说明：透明塑料盆，易于观察 倾斜角度有气弹簧控制，角度范围 0-15 度 高度可调，调节范围 780-980mm 直径 100mm 聚氨酯静音轮，平稳无噪音 毛重 27 公斤，净重 25 公斤	件	1

14	单人沙发			1. 框架：采用白蜡木制作。 2. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准。 3. 海绵：采用成型高密度泡绵。 4. 软包：采用耐磨超纤皮。 5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
15	床品六件套			全棉制床单 160X230CM 枕头及 48X74CM 全棉制枕套 1.5M 棉被芯及 160X210CM 纯棉被套	套	1
合计						

康养实训中心-母婴实训室

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1	教具室	办公桌		1400*600*750	材料：主框架铝合金材料 台面板为 E1 级三聚氰胺板	件	1
2	教具室	办公椅		102*48*64	1、面料：选用优质网布面料，柔软，舒适，透气性好，不退色，无异味。 2、海绵：选用密度高于 35-40# 的高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形阻燃。 3、气杆：120 下沉电镀汽压棒。	件	2
3	教具室	置物柜		2610*500*2400	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	组	1
4	母婴训练操作室	置物柜		5160*500*2400	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1

5	母婴训练操作室	操作桌		1800*800*800	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	2
6	母婴训练操作室	婴儿床		860*460*880mm	产品材质：优质钢材产品净重：16KG 产品睡盆：ABS 角 度 0~15° 脚轮参数 100MM 全刹车脚轮	件	8
7	母婴训练操作室	洗澡池		110*90*85 (CM)	外径尺寸:110*90*85 (CM) 储水容量：200 升 金属材质：不锈钢，亚克力，带彩灯，	件	5
9		婴儿洗发沐浴二合一泡沫		500ml，水、椰油酰胺丙基甜菜碱、PEG-7 橄榄油羧酸钠、柚子的神经酰胺精华，。	500ml，水、椰油酰胺丙基甜菜碱、PEG-7 橄榄油羧酸钠、柚子的神经酰胺精华，		8
10		婴儿润肤乳		350ml，水、辛酸/癸酸甘油三酯、甘油、	350ml，水、辛酸/癸酸甘油三酯、甘油		8
11		婴儿润肤油		200ml，水、辛酸/癸酸甘油三酯、甘油	200ml，水、辛酸/癸酸甘油三酯、甘油		8

12		水温计		盒装, 聚乙烯树脂、白灯油	盒装, 聚乙烯树脂、白灯油		8
13		婴儿柔湿巾		80p*3, 无纺布、纯化水、洋甘菊提取物	湿巾: 立体压花易清洁, 纯水配方无添加, 新生儿可用擦拭		8
14		婴儿柔润纸巾		100p*3, 原生木浆	干巾: 原生木浆,		8
15		婴儿屁屁修护软膏		40g, 矿脂、矿油、氧化锌、石蜡、硬脂醇甘草亭酸酯、聚甲基硅氧烷	40g, 矿脂、矿油、氧化锌、石蜡、硬脂醇甘草亭酸酯、聚甲基硅氧烷		8
16		婴儿多效修护面霜		40g, 水、印度藤黄籽脂、辛酸/癩酸甘油三酯、甘油、牛油果树果脂	40g, 水、印度藤黄籽脂、辛酸/癩酸甘油三酯、甘油、牛油果树果脂		8
17		婴儿护臀膏		35g, 矿脂、氧化锌、印度藤黄籽脂、木薯淀粉、甘油山嵛酸酯、	35g, 矿脂、氧化锌、印度藤黄籽脂、木薯淀粉、甘油山嵛酸酯、		8
18		细轴棉棒		400支, 纸、纯棉	纸轴棉棒, 100%纯棉, 400支, 纸、纯棉		8

19		婴儿摇摇爽身粉		50g, 玉米淀粉、氧化锌、桃叶提取物	50g, 玉米淀粉、氧化锌、桃叶提取物		8
20		婴儿纸尿裤		84p, 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气 PE 膜	84p, 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气 PE 膜		8
21		宽口径 PPSU 奶瓶		80ml, 瓶身: PPSU、奶嘴: 硅胶	80ml, 瓶身: PPSU、奶嘴: 硅胶		8
22		宽口径 PPSU 奶瓶		160ml, 瓶身: PPSU、奶嘴: 硅胶			8
23		海绵奶瓶刷		聚丙烯、聚氨酯、硅胶	聚丙烯、聚氨酯、硅胶		8
24		葫芦头宽口径奶嘴刷					
25		奶瓶清洗剂		400ml, PP 包装、植物成分	400ml, PP 包装、植物成分		8
26		智能温奶器		烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶	烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶		2
27		智能过滤烘干净化蒸汽消毒锅		烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶	烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶		2

28		奶瓶消毒钳		不锈钢、橡胶	不锈钢、橡胶		2
29		母乳喂养助手箱		PP	新生儿科、儿保科、孕妇学校，用于临床使用及教具工具，可辅助学员更好地掌握母乳喂养理论及实操应用知识		4
30		婴儿模型-硬娃娃)		橡胶	手感柔软，形象生动，适用于各种母乳喂养与婴儿护理教学与实操		8
31		婴儿模型-硬		橡胶	质地硬，关节可动，适用于婴儿洗澡、抚触、皮肤护理、卫生健康护理等教学和实操中		8
32		绒线乳房		棉	毛线编织而成，适用于母乳喂养姿势的教学与实操		4
33		硅胶乳房		硅胶	柔软硅胶，贴近乳房手感，适用于乳房乳头各种问题解决方法的教学与实操		4
34		彩色胃容量		橡胶	形象表示生后 1-7 天新生儿胃容量的变量，适用于母乳喂养健康教育和教学		4
35		母乳喂养光盘		光盘	含母乳喂养基本知识及常见母乳喂养问题解决方法，适用于母乳喂养健康教育与教学		4
36		大母乳喂养指导挂图		纸	含母乳喂养基本知识及常见母乳喂养问题解决方法，适用于母乳喂养健康教育与教学		4
37		小母乳喂养指导挂图		纸	含母乳喂养基本知识及常见母乳喂养问题解决方法，适用于母乳喂养健康教育与教学		4
合计							

康养实训中心-母婴示教室

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
----	----	------	----	-------	------	----	----

1	母婴示教操作室	操作台		1400*800*800	1. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，2. 油漆：采用符合国标环保油漆达到国标 E1 级环保标准。 3. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	8
2	母婴示教操作室	投影设备		31.5*30.9*12.2 cm	分辨率：1920*1080 输出对比度：70,000:1 投影大小：30-300 英寸 投影距离：0.87B9 米 变焦比：1-1.6® 语音操作：通过遥控器） 梯形校正：上下/左右/四角校正 扬声器：10W 体积：31.5*30.9*12.2cm 重量：约 3.8kg 智能系统：	套	1
3		双边电动吸奶器		丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶	便携式电动双边吸奶器，灵巧便捷，高效舒适；吸力多档可调		16
4		乳头吸引器		橡胶、聚丙烯	帮助拉出扁平、凹陷的乳头前端，使其可正常哺乳		16
5		母乳保存袋		80ml*25，聚对苯二甲酸乙二醇酯	封口双夹链设计，防止泄露		16
6		乳头保护罩		硅胶	M\L 硅胶 乳头部圆头设计 接近奶嘴设计，柔软硅橡胶材料，花瓣形凸点设计		16
7		防溢乳垫		40p 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气 PE 膜	40p 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气 PE 膜		16
8		羊毛脂修护霜		10g，羊毛脂、生育酚	100% 医用高纯度羊毛脂，具有滋润，修复保护皮肤！快速形成锁水屏障！		16
9		多功能授乳枕		纯棉	多功能用法，给妈妈哺乳和宝宝练习更多帮助；可拆洗外套，干净卫生。		16

10		婴儿洗发沐浴二合一泡沫		500ml, 水、椰油酰胺丙基甜菜碱、PEG-7 橄榄油羧酸钠。	500ml, 水、椰油酰胺丙基甜菜碱、PEG-7 橄榄油羧酸钠		16
11		婴儿润肤乳		350ml, 水、辛酸/癸酸甘油三酯、甘油	350ml, 水、辛酸/癸酸甘油三酯、甘油		16
12		婴儿润肤油		200ml, 水、辛酸/癸酸甘油三酯、甘油	200ml, 水、辛酸/癸酸甘油三酯、甘油		16
13		新生儿清洁护理套装(梳)		盒装, 不锈钢、聚丙烯、硅胶	内含口吸式洗鼻器、头毛梳、新生儿指甲剪、镊子		16
14		水温计		盒装, 聚乙烯树脂、白灯油	盒装, 聚乙烯树脂、白灯油		16
15		婴儿柔湿巾		80p*3, 无纺布、纯化水、洋甘菊提取物	80p*3, 无纺布、纯化水、洋甘菊提取物		16
16		婴儿柔润纸巾		100p*3, 原生木浆	100p*3, 原生木浆		16
17		婴儿屁屁修护软膏		40g, 矿脂、矿油、氧化锌、石蜡、硬脂醇甘草亭酸酯、	40g, 矿脂、矿油、氧化锌、石蜡、硬脂醇甘草亭酸酯、聚甲基硅氧烷		16

				聚甲基 硅氧烷		
18		婴儿 多效 修护 面霜		40g, 水、 印度藤 黄籽脂、 辛酸/癸 酸甘油 三酯、	40g, 水、印度藤黄籽脂、辛酸/癸酸甘油三酯、	16
19		婴儿 护臀 膏		35g, 矿 脂、氧化 锌、印度 藤黄籽 脂、木薯 淀粉、甘 油山嵛 酸酯、	35g, 矿脂、氧化锌、印度藤黄籽脂、木薯淀粉、甘油山嵛酸酯、	16
20		细轴 棉棒		400 支, 纸、纯棉	纸轴棉棒, 100%纯棉,	16
21		桃叶 精华 爽身 露		200ml, 水、丁二 醇、乙酸 钠、桃叶 提取物 等	200ml, 水、丁二醇、乙酸钠、桃叶提取物等	16
22		婴儿 摇摇 爽身 粉		50g, 玉 米淀粉、 氧化锌、 桃叶提 取物	50g, 玉米淀粉、氧化锌、桃叶提取物	16
23		婴儿 纸尿 裤		84p, 无 纺布、绒 毛浆、高 分子吸 收树脂、 透气 PE 膜	84p, 无纺布、绒毛浆、高分子吸收树脂、透气 PE 膜	16
24		早产 低体 重儿 奶瓶		100ml, 玻璃	高强度硼硅酸玻璃, 适合奶量小易呛奶宝宝; 搭配早产儿奶嘴使用。	8

25		早产 低体 重儿 奶瓶		50ml, 玻 璃		8
26		早产 低体 重儿 奶嘴 WS 1		硅橡胶	体重 < 2500g 弱吸吮宝宝	8
27		早产 低体 重儿 奶嘴 WS 2		硅橡胶	体重 2500-3000g 弱吸吮宝宝	8
28		早产 低体 重儿 奶嘴 SSS		硅橡胶	体重 < 2500g 有一定吸吮能力宝宝	8
29		早产 低体 重儿 奶嘴 SS		硅橡胶	体重 2500-3000g 有一定吸吮能力宝宝	8
30		早产 低体 重儿 安抚 奶嘴 S 号		硅橡胶	NICU 使用 重量轻、奶嘴小，不影响根管治疗；帮 助早产儿练习吸吮，帮助安抚情绪	8
31		早产 低体 重儿 安抚 奶嘴 M 号				8
32		早产 低体 重儿 纸尿 裤 SS		30P\包, 无纺布、 绒毛浆、 高分子 吸收树 脂、透气 PE 膜	NICU 使用 早产儿低体重儿专用 1.3-1.8kg; 柔软表 层减少摩擦刺激	8

33		早产 儿油		60ml, 甘油三酯、角鲨烷、霍霍巴籽油、沙棘籽油	60ml, 甘油三酯、角鲨烷、霍霍巴籽油、沙棘籽油		8
34		宽口径 PPSU 奶瓶、 (SS 号奶嘴)		80ml, 瓶身: PPSU、奶嘴: 硅胶	瓶身: PPSU、奶嘴: 硅胶		16
35		宽口径 PPSU 奶瓶 160m (S 号奶嘴)		160ml, 瓶身: PPSU、奶嘴: 硅胶			16
36		海绵 奶瓶 刷		聚丙烯、 聚氨酯、 硅胶	聚丙烯、聚氨酯、硅胶		16
37		葫芦 头宽 口径 奶嘴 刷					
38		奶瓶 清洗 剂		400ml, PP 包装、 植物成分	400ml, PP 包装、植物成分		16
39		智能 温奶 器		烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶	烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶		8
40		智能 过滤 烘干 净化 蒸汽 消毒		烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶	烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物、硅橡胶		8

		锅					
41		奶瓶消毒钳		不锈钢、橡胶	不锈钢、橡胶		8
42		婴儿辅食工具小型研磨器调理套装		聚丙烯、橡胶	聚丙烯、橡胶		8
43		婴儿辅食喂哺套装		聚丙烯、橡胶	聚丙烯、橡胶		8
44		婴幼儿电动牙刷套装（双刷头）		热塑性弹性体、尼龙	热塑性弹性体、尼龙		8
45		婴幼儿训练牙刷一阶段		聚丙烯、橡胶	聚丙烯、橡胶		8
46		婴幼儿宝宝牙膏洁牙儿童乳牙啫喱0-3岁		山梨醇、水、硅石、丙二醇、木糖醇	山梨醇、水、硅石、丙二醇、木糖醇		8

47		婴幼儿专用训练筷		聚丙烯、橡胶	聚丙烯、橡胶		8
48		母乳喂养助手箱		PP	教具、工具、宣教资料		16
49		婴儿护理教具箱		PP	母乳喂养教具，可辅助学员更好地掌握母乳喂养理论及实操应用知识		16
50		婴儿模型-软		橡胶	适用于各种母乳喂养与婴儿护理教学与实操		16
51		婴儿模型-硬		橡胶	质地硬，关节可动，适用于婴儿洗澡、抚触、皮肤护理、卫生健康护理等教学和实操中		16
52		绒线乳房		棉	毛线编织而成，适用于母乳喂养姿势的教学与实操		16
53		硅胶乳房		硅胶	，适用于乳房乳头各种问题解决的教学与实操		16
54		彩色胃容量		橡胶	形象表示生后 1-7 天新生儿胃容量的变量，适用于母乳喂养健康教育和教学		16
55		母乳喂养光盘		光盘	含母乳喂养基本知识及常见母乳喂养问题解决方案，适用于母乳喂养健康教育与教学		16
56		大母乳喂养指导挂图		纸	含母乳喂养基本知识及常见母乳喂养问题解决方案，适用于母乳喂养健康教育与教学		16
57		小母乳喂养指导挂图		纸	含母乳喂养基本知识及常见母乳喂养问题解决方案，适用于母乳喂养健康教育与教学		16
				合计			

康养实训中心-多功能室

序号	位置	产品名称	图片	规格/说明	详细参数	单位	数量
1	接待区	办公椅		102*48*64	1、面料：选用优质网布面料，柔软，舒适，透气性好，不退色，无异味。 2、海绵：选用密度高于 35-40#的高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形阻燃。 3、气杆：120 下沉电镀汽压棒。	件	1
2	接待区	休息桌		D1000*H750	1. 框架：采用白橡木原木制作，木材无节子、无裂纹、无缺棱，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调，经防腐、防虫处理 2. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准 3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准， 4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	1
3	接待区	适老椅		640*525*790	框架：多层实木板 面贴榉木木皮； 软包：西皮； 海绵：高密度海绵； 油漆：PU 全封闭	件	4
4	多功能室	梯椅桌		1500*650*750	1. 框架：采用白橡木原木制作，木材无节子、无裂纹、无缺棱，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调，经防腐、防虫处理 2. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准 3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准， 4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	件	4
5	多功能室	适老椅		640*525*790	框架：多层实木板 面贴榉木木皮； 软包：西皮； 海绵：高密度海绵； 油漆：PU 全封闭	件	8
6	多功能室	正方桌		1000*1000*750	1. 框架：采用白橡木原木制作，木材无节子、无裂纹、无缺棱，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调，经防腐、防虫处理 2. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，符合国	件	18

					<p>家 E1 级环保标准</p> <p>3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准，</p> <p>4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p>		
7	多功能室	适老椅		640*525*790	<p>框架：多层实木板</p> <p>面贴榉木木皮；</p> <p>软包：西皮；</p> <p>海绵：高密度海绵；</p> <p>油漆：PU 全封闭</p>	件	24
8		适老化改造平台系统		<p>适老化改造平台是小程序，可以支持 IOS 系统和安卓系统，具备自动数据处理能力，支持后期升级</p>	<p>适老化改造服务平台，是一款集客户管理、施工管理和适老化改造对象数据导入、施工分配、任务审核、数据储存、改造前后场景照片对比等功能的实用性高，交互性强，操作方便的管理平台。流程设计：确认老人信息——确认改造内容——施工前照片上传（每处改造至少 1 张）——施工后照片上传（每处改造至少 1 张）——手机端签字（或指纹确认）——老人评价上传——定位签到（施工人员和老人合影）——流程结束——改造公司初审——社区和街道审核——上传到市（区）养老服务平台。所有评估、对比图片、合影图片、审批流程等信息，可对接养老服务平台。</p> <p>通过后台电脑端可实时查看施工人员位置及工作进度。后台通过电脑端做审批、格式内容等修改、数据统计、按统一格式生成每户改造档案。</p>		1
9		机构养老管理系统		<p>适老化改造平台是小程序，可以支持 IOS 系统和安卓系统，具备自动数据处理能力，支持后期升级</p>	<p>用于养老机构的日常管理，适用于养老地产，公办养老机构，民办养老机构，</p>		1

10		社区居家养老管理系统		适老化改造平台是小程序，可以支持IOS系统和安卓系统，具备自动数据处理能力，支持后期升级	用于社区养老服务中心，颐养老中心，社区护理站的日常管理服务，工作安排，工单管理		1
11		智能网关		120*120*20mm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 4G 或 NB-IOT 通讯。 2. 支持设备电量、信号质量等信息上传。 3. 历史记录查询（平台支持可用）。 4. 超低功耗待机电流。 5. 配备备用电源。 6. 支持对接设备 32 个或以上 7. 外置报警喇叭声强： 110dB 8. 工作环境： 温度 0℃~+40℃；相对湿度≤90%。 9. 支持 PC 端管理平台和小程序管理 		1
12		sos按钮		65 * 65 * 20mm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作电压： DC3V 2. 待机电流： ≤3uA 3. 报警电流： ≤ 30mA 4. 无线组网距离： ≤60 米 5. 工作环境： -10℃ - +50℃ 6. 环境湿度： 最大 95%RH 7. 待机时间 1 年或以上 		1
13		红外探测器		94*54*41mm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过红外探测老人在活动区域行动状况，收集用户活动信息，分析活动状况； 2. 最远探测距离 12 米； 3. 无线发射距离可达 80 米； 4. 探测角度水平 110，垂直 60； 5. 配送角度调节支架。 		1
14		烟感报警器		φ110mm*52mm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作电压： 3V 2. 相对湿度： ≤95%RH 3. 报警声压： ≥85dB(3 米处) 4. 报警电流： ≤200 (mA) 5. 探测角度： 全方位 6. 工作温度： -15℃~55 (℃) 7. 探测范围： 60-80 (平方米) 		1
15		燃气报警器		118*79*42mm	<p>工作温度： -15~55 (℃)</p> <p>探测距离： 5 (m)</p> <p>发射频率： 433 (MHZ)</p>		1

					适用范围：家用 安装方式：壁挂式 发射距离：>70 (m) 动作距离：40 (mm) 通讯方式：无线 重量：300 (g) 告警方式：声光报警		
1 6		门磁		(主机) 49*35*1 6mm, (磁 条) 48*12*1 6mm	供电电源: DC8.4-12V (内置有 12V27A 电池) 静态电流: ≤10 μA 发射电流: ≤30mA 发射频率: 433±0.5MHz		1
1 7		漏水 报警器		110*66* 20mm	带蜂鸣器功能、无线水位探测器 工作电压: 12 (V) 报警电流: 30 (mA) 支持本地声音报警 无线传输距离: 无障碍 90 (m) 发射频率: 433 (MHZ)		1
1 8		室内 警笛		67*48*5 1mm	连接智能网关, 发出鸣笛声。		1
1 9		睡眠 监测 仪		850*350 *6mm	1、持续分析在床离床状态、睡眠质量, 实现夜间看护。一旦发现异常推送告警 工单至呼叫中心。2: 放在床垫上面		1
2 0		居家 跌倒 看护 系统		直径 100 mm	居家监测老人跌倒情况, 人物图像用火 柴人代替, 充分保护老人隐私。人工智 能芯片 DRAM 内存 2GB eMMC 闪存 8GB 4G/LTE BG95 (可选项) 通讯接口 Wi-Fi 2.4G/5GHz 支持 WPA2-PSK 安全协议 (不支持 WPA, WEP) 镜头分辨率 1080p 对角视场范围 120° 红外夜视 支持 功耗 5W 尺寸 75 x 65 x 50 mm 重量 100 克 (传感器, 不含底座和电 源) 认证 FCC、IC、MIC 电源适配器输入 100-240V, 50/60Hz 电源适配器输出 5V, 2A, USB 接口		2
2 1		护士 站主		247mm*1	呼叫接收主机, 一般放在服务站, 护士 站位置。		1

		机	59mm*37mm	<p>产品尺寸 247mm*159mm*37mm</p> <p>产品净 550g</p> <p>安装 E 台式、壁挂</p> <p>外壳材质 ABS</p> <p>产品颜色 珍珠白</p> <p>的寿命 百万次</p> <p>表面处理 珍珠粉喷漆、真空电镀 7J</p> <p>数码, 显示颜色 红色 一</p> <p>显示缠 一组三位数字 (有储存功能)</p> <p>电源输入 100-240VAC 50/60HZ 电源输出 DC12V/1A</p> <p>声音时长 01·15 个时长段 (1 个数字表示 2 秒)</p> <p>接收敏感度 -114dBm</p> <p>使用频段 433.92MHz</p> <p>EMC 抗锐 强</p> <p>可带呼叫器数通 999 个</p> <p>声音种类 12 种和弦音乐、语音报号</p> <p>自动销号时间 1·99 秒, 00 为无限显示</p>	
2 2		走廊 双面 LED 屏	610*235*100mm	<p>安装在走廊或过道, 方便医护人员在任何地方都可以及时看到呼叫信息。产品尺寸 740mm*231mm*60mm</p> <p>产品净 4.6kg</p> <p>安装方式 悬挂</p> <p>外壳材质 铝合金</p> <p>产品颜色 银色</p> <p>按键寿命 百万次</p> <p>表面处理 氧化喷砂</p> <p>数码瞄示颜色 红色</p> <p>林类型 一组三位数字后带位置号</p> <p>电输入 100-240V AC 50/60HZ 电源输出 DC12V/2A</p> <p>声音时长 01-15 个时长段 (1 个数字表示 2 秒)</p> <p>接收敏感度 -114dBm</p> <p>使用频段 433.92MHz</p> <p>EMC 抗干扰 强</p> <p>可带呼叫器数, 300 个</p> <p>声音种类 12 种和弦音乐、语音报号</p> <p>自动销号时间 1-99 秒, 00 为无限显示</p>	1
2 3		手柄 式呼 叫器	86*86*17.5mm	<p>带手柄呼叫器, 一般安装在床头位置。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 超大触控式按键 2. 颜色为: 白色 3. 简易推拉底座, 安装方便 4. 手柄线长短: 30cm (拉直 105cm) 	4
2		拉绳	86*86*1	带拉绳呼叫器, 一般安装在卫生间、洗	4

4		式呼 叫器		7.5mm	浴间、公共活动区域等位置。 1. 超大触控式按键 2. 颜色为：白色 3. 简易推拉底座，安装方便 4. 拉线长短：1m	
2 5		孝心 环		主体尺 寸： 50*31*8 mm 表带尺 寸： 195mm 产品净 重：43g	监测老人活动情况，可以通过 app 或客 户端实时查找老人实时位置，同时可以 设置电子围栏，防止老人走失。 处理器：MT2503D 网络 制式：GSM 内存：32MB+32MB 显示 屏：无 定位：WIFI、GPS、基站 传感器/感应芯片：重力芯片+心率传感 器 表 带材质：TPU 颜色：黑/紫/蓝/深蓝 净重：43g 防水等级：生活防水 支持语言：中英文 蓝牙：BLE3.0 FOTA：不支持 充电方式：磁吸 待机时间：72H 电池：450mAh 监测老人活动情况，可以通过 app 或客 户端实时查找老人实时位置，同时可以 设置电子围栏，防止老人走失。	6
2 6	茶 艺 室	茶艺 桌		120*60* 75cm	1、材质：北美白蜡木，胡桃木色， 规格：120*60*75cm，2. 面材：采用符合 国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用 多层实木板，符合国家 E1 级环保标准 3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到 国标 E1 级环保标准， 4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	15
2 7	茶 艺 室	凳子		40*30*4 5CM	1、材质：材质北美白蜡木， 规格：胡桃木色，40*30*45CM，2. 面材： 采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰 面，采用多层实木板，符合国家 E1 级环 保标准 3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到 国标 E1 级环保标准， 4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	45

28	茶艺室	茶艺桌 (教师用)		220*80CM	1、材质：北方榆木，规格：220*80 厘米，胡桃色 2. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准 3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准， 4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	1
29	茶艺室	茶艺长凳		220*30*45CM	1、北方榆木，220*30*45 厘米，胡桃色。 2. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准 3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准， 4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	1
30	茶艺室	茶艺椅子 (教师用)		60*53*80CM	1、新中式，北方榆木，太师椅，胡桃色，60*53*80CM， 2. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准 3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准， 4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	1
31	茶艺室	方凳		48*35*40	1、新中式，北方榆木，胡桃色，48*35*40。 2. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准 3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准， 4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	2
32	茶艺室	茶水柜		65*48*48	1、新中式，北方榆木，胡桃色，65*48*48。 2. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准 3. 油漆：采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准， 4. 粘合剂材：采用环保认证胶水。	1
33	多功能室	便携投影设备		详见参数	运行内存 1g 内存 32g 可插 U 盘扩展内存，大内存更流畅 支持 2.4g/5g 双频 wifi 搭载最新智能操作系统 9.0 更流畅，安全 寿命高达 30000h 分辨率 1280*800 支持 1920*1080 兼容 HDR10+4k 双动态解码 机器摆脱传统的手动对焦，支持电子对焦，智能运动补偿、支持侧投四面梯形校正 内置蓝牙音响功能 可以独立当作蓝牙音响使用，内置双喇叭独有 650cc 大音腔，支持 AI 语音遥控	4

3 4		文化 建设		10.8 平 方米	高透明 亚克力板		50
3 5	公 区	安全 出口 标识		330,140 ~10mm	产品名称 自发光指示牌 光源类型 自发光 安装方式 吊挂式 环 距 315mm 产品材质: 铝合金边框+玻璃面 尺 寸: 330,140~10mm 背孔距商: 220mm	个	10
3 6	前 台	台式 电脑		详见参 数	屏幕尺寸: 20-21.5 英寸显卡型号: 集成 显卡系统: Windows 11 内存容量: 16GB, 硬盘容量: 240GB/256GB SSD+1TB , 11 代 I5-11400	台	4
3 7	办 公 室	无线 扩音 设备		详见参 数	电源 1800mAH, 播放时间: 6 小时, 规格: 11.6*9*3.2CM, 1. AUDIO IN 音频输入插 孔 2. MIC IN 麦克风输入插孔 3. SOURCE 信号源输入选择 4. VV 上一曲 5. 下一曲 6. AI 播放/暂停 7. HOOK 金属挂钩 8. POWER ON/OFF VOL+- 开关/音量大小调节 9. USB 插孔 (仅用于 U 盘播放, 不能用于 充电) 10. MICRO USB 插孔 11. POWER INDICATOR 电源指示灯 12. TF CARD 插孔	个	10
3 8	办 公 室	手提 电脑 (带 摄像 头)		详见参 数	系统: Windows 10 带 Office 厚度: 15.0mm 及以下 机身材质: 金属特性: 触控屏, 背光键 盘, 指纹识别 内存容量: 16GB 系列: 处理器: intel i5 屏幕刷新率: 60Hz 屏幕尺寸: 13.0-13.9 英寸: 显卡型号: 集成显卡: 固态硬盘 512GB	台	1
3 9	办 公 室	手提 电脑 (带 摄像 头)		详见参 数	屏幕尺寸: 13.0-13.9 英寸系 Windows 10 处理器: intel i5 屏幕刷新率: 60Hz 内存容量: ≥16GB 显卡型号: 集成显卡 固态硬盘 (SSD): 512GB	台	7

40	办公室	平板电脑		详见参数	<p>屏幕尺寸 10.4 英寸 屏幕分辨率 2000 x 1200 摄像头 前置 800 万 后置 800 万 机身内存 64GB/128GB 运行内存 4GB/6GB 电池容量 7250 mAh 处理器 八核 CPU 中央处理器 拓展储存 micros D 卡 最大支持 512GB</p>	台	8
41	办公室	移动电子屏		65 寸	<p>配置就是 65 寸，3840*2160 分辨率， Intel i5 8400 处理器，DDR4 4G 内存， 256G 固态硬盘，正版 Win10 系统，支持 软件无线投屏。含移动支架，2 支书写笔、 尺寸:65 英寸 响应时间:8ms 画面比例: 16:9 显示区域:1428.48 (H)X803.52 (V) mm 分辨率:3840 (H) X2160 (V) 像素间 距:0.372*0.372mm 刷新频率:60Hz 色彩度:1.07B(10bit) 对比度:4000:1 可视角度:178° (H/V) 屏 亮度(带玻璃):300cd/m2 背光类型:DLED 寿命:>30000 小时 识别原理:红外识别, 支持系统:Windows 10/Windows8/Windows7/Linux/Mac/And roid 触摸点数:20 点触摸, 输入方式:手指' 触摸笔等不透光物体, 响应时间:<15 毫 秒 最小识别物:6mm 触摸精度:±2mm (90% 以上的区域) 书写高度:<3.5mm 书写屏表面硬度 7H 输 出坐标:32767 (W) X 32767 (D)</p>	台	3
42	办公室	移动电子屏		86 寸	<p>配置就是 86 寸，3840*2160 分辨率， Intel i5 8400 处理器，DDR4 4G 内存， 256G 固态硬盘，正版 Win10 系统，支持 软件无线投屏。含 ST33 移动支架 2 支书 写笔、 响应时间:8ms 画面比例: 16:9 显示区域:1428.48 (H)X803.52 (V) mm 分辨率:3840 (H) X2160 (V) 像素间 距:0.372*0.372mm 刷新频率:60Hz 色彩度:1.07B(10bit) 对比度:4000:1 可视角度:178° (H/V) 屏 亮度(带玻璃):300cd/m2 背光类型:DLED 寿命:>30000 小时 识别原理:红外识别, 支持系统:Windows</p>	台	5

					<p>10/Linux/Mac/Android 触摸点数:20 点触摸, 输入方式:手指’ 触摸笔等不透光物体, 响应时间:<15 毫秒 最小识别物:6mm 触摸精度:±2mm (90% 以上的区域) 书写高度:<3.5mm 书写屏表面硬度 7H</p>		
4 3	办公室	投影仪			<p>尺寸: 0.55 英寸 2、标准亮度 3、灯泡: ≤195W, 标准模式下灯泡寿命 ≥4500 小时 (节能模式下灯泡寿命 ≥6000 小时) 4、对比度: ≥10000: 1, 标准分辨率: 800×600 5、镜头变焦比: 1.1 倍 6、端口: HDMI 端口×1; D-SUB15 针输入×1; 复合视频 RCA×1; 音频 3.5mm×1; D-SUB9 RS232×1; USB B×1 7、内置扬声器: ≥2W 8、功耗 (标准): ≤237W, 最低待机功耗: ≤0.5W 9、重量: ≤2.6KG 功能: 10、预制节能模式; 11、支持 NaViSet 智能资产管理软件, 可同时管控 3000 台投影机, 实现智能化集中管理, 包括: 自动定期设备检测, 提前排查故障隐患; 远程管理开关机; 远程切换显示信号源; 12、支持 3D 投影显示, 支持 DLP Link/RF 3D 技术, 支持蓝光、帧连续、左右/上下多种 3D 格式; 13、机身标识、遥控器及菜单均为全中文; 支持垂直梯形校正; 14、不同背景色, 可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影, 内置密码防盗功能;</p>	台	2
4 4	办公室	电脑			<p>系统: Windows 10 机箱大小: 10-20L 处理器: intel i5 硬盘容量: ≥1TB HDD 显卡型号: 集成显卡 内存容量: 8GB 类型: 主机+显示器</p>	台	6

4 5	办公室	擦窗机器人			<p>产品参数</p> <p>品名：智能擦窗机器人</p> <p>额定电压：DC24V</p> <p>噪音：About 65dB</p> <p>额定功率：80W</p> <p>工作原理：直流电插电工作</p> <p>电池容量：500mAh（断电保护作用）净重：1.5kg</p> <p>输出：24V3.75A</p> <p>外形尺寸：250*250*80mm</p> <p>输入：AC100-240V50/60Hz2.0A</p> <p>清洁速度：About 2.5min/spm</p>	台	2
4 6	办公室	无线鼠标			<p>兼容系统：Windows, MacOS, iOS, Android</p> <p>工作方式：光电</p> <p>特点：类肤材质</p> <p>可编程键：无可编程键</p> <p>颜色：银色</p> <p>尺寸：小于 100mm</p> <p>连接方式：无线，蓝牙 AI 智能语音，银色</p>	个	5
4 7	办公室	文件柜			规格：1800*850*390mm，厚度 1.5mm，铁制，对开铁门	个	20
4 8	办公室	台式电脑带麦耳机			<p>9D 立体音</p> <p>游戏无感延迟</p> <p>蓝牙 5.0 芯片</p> <p>通话降噪</p> <p>可伸缩折叠</p> <p>大容量续航</p> <p>日常运动防汗</p> <p>舒适佩戴</p> <p>兼容设备</p> <p>蓝牙有线两用</p>	个	2
4 9	办公室	摄像头			高清 60fps 帧摄像头（含支架+三色补光灯），像素 1200 万，免驱动	个	1
5 0	办公室	打印机			<p>打印功能：自动双面</p> <p>类型：黑白</p> <p>最大支持幅面：A4 纸张</p> <p>输入容量：150-249 页</p> <p>扫描功能：平板式</p> <p>基础功能：复印，扫描，</p> <p>打印输稿器：支持输稿器</p> <p>连接方式：Wi-Fi，</p> <p>USB 打印速度：25-34 页/分</p>	台	3

5 1	办公室	电瓶车		<p>额定乘 员 2 人 车身：长 *宽*高 2600*12 00*1900 mm 电机 48V/5KW ,前/后 轮距 860/970 mm 轴距 1670mm 交流最 小离地 间 隙,124m m,最小 转弯半 径 2.9m 电控 48V400A 最大行 驶速度 ≤ 25Km/h 制动距 离≤4m 续航里 程（空 载） 80-100k m 爬坡能 力≤30% 电池 6 个 8V/150A h 整车装 备质量 430kg 最大载 重 360kg 免维护 充电输</p>	<p>1、电机：交流电机，48 伏 5KW。 2、电池：48v 105ah 磷酸铁锂电池。 3、电控及加速系统：电控，4、玻璃：一片式（或折叠式）玻璃。 5、灯光系统：前大灯：LED 节能灯；后尾灯：LED 组合灯。 6、座椅：座椅为高级仿真皮材质，无针孔防水。 7、前后悬挂：前部为麦弗逊独立悬挂，不磨轮胎，后部螺旋弹簧液压避震，8、后桥：电动车专用后桥、无缝焊接桥壳。 9、制动系统：采用自调式机械刹车。 10、底盘：采用铝合金主梁管 11、车身覆盖件：车身为全弹性工程塑料。 12、方向系统：双向齿轮齿条系统。 13、充电装置：全自动高效车载智能充电机，充满电后自动停止，。 14、轮胎：18*8.5-8 真空胎。遮阳帘 雨罩 车衣 安全带 礼宾绳 钢化玻璃 翻转座椅 电磁驻车</p>	台	2
--------	-----	-----	--	---	--	---	---

				入电压 220V, 充 电时间 7-8h 充 电 器智能 车载 48V/25A			
5 2	大堂 吧	茶艺 桌椅			材质: 白蜡木, 胡桃色, 茶桌 1 张(220*80 厘米, 不带茶盘)+弯背椅 1 张+梳背椅 4 张, 采用符合国标环保油漆, 达到国标 E1 级环保标准,	套	1
5 3	大堂 吧	茶艺 凳			白蜡木, 胡桃色, 长凳 1 张 (220cm*30cm*45)+方凳 2 张 (48cm*35cm*40cm)采用符合国标环保 油漆, 达到国标 E1 级环保标准,	套	1
5 4	大堂 吧	茶水 柜			老榆木, 胡桃色, 带壶, 75cm*66cm*39 采用符合国标环保油漆, 达到国标 E1 级 环保标准,	个	1
5 5	大堂 吧	屏风			樟子松, 3 扇 1 组, 有灯款, 尺寸 85cm*150+70cm*190cm+75cm*170cm 采用 符合国标环保油漆, 达到国标 E1 级环保 标准,	组	1
5 6	大堂 吧	屏风			白蜡木, 中国风, 四扇, 尺寸 45cm*180cm*4 采用符合国标环保油漆, 达到国标 E1 级环保标准,	套	1
5 7	大堂 吧	半自 动意 式咖 啡机			萃取压力: 20bar 额定功率: 2200W 额定电压: N220V 水箱容量 2.8L 豆仓容量 250g 产品尺寸 347mm*322mm*410mm 半自动, 磨豆+蒸汽 式打奶泡一体; 米白色	台	2
5 8	大堂 吧	英式 下午 茶茶 具			材质: 通透骨质陶瓷, 4 杯 4 碟 4 勺 1 杯架 1 壶 1 底座	套	1
5 9	大堂 吧	三层 点心 盘			45%高骨瓷, 鎏金工艺, 高 35.5cm 三层,	个	1

60	大堂吧	花器			材质：陶瓷，口径约 11.5CM, 高 6.5cm, 内深：3CM, 黑白各 1 个（带剑山）	个	2
61	大堂吧	茶具（茶壶、茶杯、茶盘）			6 件套（4 个茶杯+1 个茶壶+1 个茶盘），陶瓷，颜色：黄色硕果， 杯 X4 口径 44mm 高度 34mm 容量 25ml 壶 X1 肚径 84mm 高度 82mm 容量 200ml 壶承 X1 口径 15mm 高度 29mm	套	1
62	大堂吧	茶壶			陶瓷，手绘日式小清新，容量：650ML	个	1
63	大堂吧	茶杯			陶瓷，手绘日式小清新，容量：180ML	个	4
64	大堂吧	边几（花架）			老榆木，胡桃色，35cm*35cm*100cm，采用符合国标环保油漆，达到国标 E1 级环保标准	个	2
65	大堂吧	茶渣斗			陶瓷，故宫红，容量 500 毫升	个	2
66	大堂吧	盖碗			金种盖碗，陶瓷，鹦鹉绿	个	2
67	大堂吧	壶承			陶瓷 17.5*13*3.6	个	1
68	大堂吧	茶具套装			白瓷，1 个盖碗，1 个公杯，1 个茶滤、1 个碗承，1 个盖置，6 个茶杯，觅白郁金香套组 容量：盖碗 140ml 公杯 260ml 茶杯 20ml 釉色：猪油白 材质：陶瓷	套	1
69	大堂吧	花茶具			陶瓷、玻璃，22 件套：玻璃壶 1 个，底座 1 个，杯子 6 个，杯碟 6 个，勺子 6 个，托盘 1 个，U 型杯架 1 个	套	1

70	大堂吧	茶洗			玻璃材质，竹子款，容量 400 毫升	个	1
71	大堂吧	骨瓷咖啡杯套装			骨瓷材质，6 个杯子，6 个勺子，6 个碟子，颜色：百鸟争鸣	套	1
72	大堂吧	花瓶			陶瓷材质，白色 1 个，绿色 1 个，均含仿真皂角叶	个	2
73	大堂吧	花瓶			玻璃材质，观音瓶，24.4*5.5*4CM	个	1
74	大堂吧	花瓶			玻璃材质，玉净玻璃花瓶，27.3*3.7*1.5CM	个	1
75	大堂吧	花瓶			玻璃材质，高 20cm，口径 7cm，含 8 支白色仿真郁金香	个	1
76	大堂吧	花瓶			日式，玻璃材质，25cm*38cm*4.5cm	个	1
77	大堂吧	插花器皿套装			黑色花盆 1 个（直径 20cm，高 4.3cm），花艺剪 1 把，6cm 剑山，珍珠矫正器	套	1
78	大堂吧	花筒			方形中号，墨绿色 1 个，咖啡色 1 个 【尺寸】口宽 16cm，高 30.5cm，底 12cm 【壁厚】5mm 【重量】0.47kg 【材质】亚克力	个	2
79	大堂吧	咖啡壶			玻璃，570 毫升，动物图案 1 个，油菜花图案 1 个	个	2
80	大堂吧	快客杯（茶具）			陶瓷+玻璃，一壶一杯	套	2

81	大堂吧	盖碗			陶瓷, 手绘粉彩, 高 7.5CM, 口径 8.5CM, 容量: 120ML	个	1
83	大堂吧	点心盘			8 英寸, 竹盘+玻璃盖, 高脚	个	2
84	大堂吧	点心盘			10 英寸, 竹盘+玻璃盖, 高脚	个	2
85	大堂吧	点心盘			直径 25cm, 竹盘+玻璃盖, 无脚	个	3
86	大堂吧	公道杯			玻璃, 深绿色, 容量 210ML, 直径约 10CM, 高约 9CM	个	1
87	大堂吧	茶盘			竹制, 圆形, 直径 22.8CM	个	1
88	大堂吧	茶盘			竹制, 长方形, 29.6CM*12.8CM	个	1
89	大堂吧	点心架			金属, 铁, 15 件套, 北欧风格	套	1
90	大堂吧	点心架			金属+玻璃, 10 件套, 北欧风格	套	1
91	大堂吧	餐碟			6 寸, 陶瓷, 不同花色共 10 个	个	10
92	大堂吧	桌旗			270cm*35cm, 布艺刺绣, 丹凤烟灰色	条	1

9 3	大堂 吧	桌旗			280cm*30cm, 布艺, 颜色: 新姜黄中条	条	1
9 4	大堂 吧	桌旗			法海寺鸟笔画(防水), 32cm*215cm	条	1
9 5	大堂 吧	落日 灯			灯光: 粉色破晓, 可伸缩版 140cm-180cm, 深灰色光源 LED, 灯罩主材质和灯身主材质为铁, 控制方式: 按键和遥控,	个	1
9 6	大堂 吧	落日 灯			灯光: 夕阳红, 可伸缩版 140cm-181cm, 深灰色, 落地, 光源 LED, 灯罩主材质和灯身主材质为铁, 控制方式: 按键和遥控,	个	1
9 7	大堂 吧	咖啡 杯			英式, 骨瓷, 1套(6个杯子, 6个勺子, 6个杯垫, 1个杯架), 容量 220ML	套	1
9 8	大堂 吧	咖啡 杯			陶瓷, 4杯+4勺+4碟+1铁架, 杯容量 160ML, 铁架 22*15CM	套	1
9 9	大堂 吧	温 水 壶			304 不锈钢, 1500 毫升, 白色, 一键出水	个	6
1 0 0	大堂 吧	餐桌			羊脂白玉面板, 亮光岩板+不锈钢, 120cm*70cm*75cm	张	8
1 0 1	大堂 吧	托 盘			木质, 305cm*250, 碳化托盘 1 个, 本色 1 个	个	2
1 0 2	大堂 吧	托 盘			木质, 305cm*251, 本色托盘 1 个, 碳化 1 个		2
1 0 3	大堂 吧	茶具 套装			陶瓷, 10 件套(盖碗 1、茶杯 5、公道杯 1、主人杯 1、茶海 1、壶承)	套	1

104	大堂吧	茶具套装			陶瓷，10件套（盖碗1、茶杯5、公道杯1、主人杯1、茶海1、壶承）	套	1
105	大堂吧	茶具套装			陶瓷，1件套（盖碗1、茶杯4、公道杯1、壶承）	套	1
106	大堂吧	餐椅			豆绿色，皮革+金属，规格：85*46*45CM	张	32
107	大堂吧	托盘			黑钛金属，35cm*35cm	个	4
108	大堂吧	咖啡手冲壶套装			套装，滤杯、分享壶、手冲壶、咖啡杯、温度计，绿色、白色、蓝色各1套	套	3
109	大堂吧	餐盘			陶瓷，直径19—22cm，不同颜色共10个	个	10
110	大堂吧	立式广告机		55寸	55寸、4K智能网络版（非触摸）背光类型D-LED 显示区域 1209.6(W)×680.4(H)mm 分辨率 3840×2160 (FHD) 亮度 350cd/m ² 响应时间 7ms 对比度 1200:1 频率 60Hz 色域 71% NTSC (CIE1931) 可视角度 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) 使用寿命 >50000H 芯片 T972 CPU 四核 Cortex-A55，主频最高达 1.9GHz GPU Mali-G31 运行内存 ≥2G DDR3 系统支持 Android 9.0 储存内存 ≥16GB 接口 DC、RJ45、USB OTG、USB、HDMI IN、TF、耳机座 重量 净重：48.3kg 毛重：56kg 裸机尺寸（长*宽*高）1914.7(H)×748.2(W)	台	3

					<p>×30.6(D)mm</p> <p>外壳材料（面框/后壳） 铝合金/钣金</p> <p>外壳颜色（面框/后壳） 银色/黑色</p> <p>开关电源 AC100-240V[~](+/-10%), 50/60Hz</p> <p>电源接口 中规 220V 两相三线制</p> <p>整机功耗 60W</p> <p>工作温度 0° C ~ 50° C</p> <p>存储温度 -20° C ~ 60° C</p> <p>附件 1、产品说明书*1</p> <p>2、2、电源线*1</p> <p>3、3、保修卡*1</p> <p>4、4、合格证*1</p> <p>5、5、遥控器*1</p> <p>6、WIFI 接收器*1</p>		
1 1 1	大堂 吧	不锈 钢调 酒器 23 件 套波 士顿 鸡尾 酒调 制工 具包 三段 摇酒 壶			<p>波士顿调酒器套装材质：不锈钢；包装规格：套装：木架 23 件套 550ml)</p>	套	20
1 1 2	大堂 吧	调酒 器收 纳包 调酒 师工 具包			<p>调酒器 15 件套（含工具包）颜色：棕色；长 38CM-宽 16CM)</p>	套	6
1 1 3	大堂 吧	磨豆 机			<p>电动磨豆机鬼齿小钢炮磨豆机：产品参数 220V/50Hz/200W</p> <p>黑、白鬼齿刀盘</p> <p>压气豆仓</p> <p>产品规格：230*130*355mm</p>	台	5
1 1 4	大堂 吧	手压 意式 咖啡 机			<p>手压意式咖啡机</p> <p>拉杆式，不插电</p> <p>含滤纸，底座、拉杆、冲煮头、不锈钢活塞压力表套件、58mm 带粉碗手柄、58mm 金属粉锤、预热盖（开放式）、二次分水网（烧结网）、硅胶接水盘、</p>	套	1

1 1 5	大堂 吧	热风 烘焙 机			额定电压 220v 额定功率 1500w 额定频率 50HZ 颜色黑色，产品规格：520*293*183mm，	台	1
1 1 6	大堂 吧	蒸汽 奶泡 机			蒸汽机奶泡机商用，白色 130T 温控自动 版（屏显温度）500ML 奶缸，可拆不锈钢 蓄水盘，可拆卸式 800ML 水箱，可设 定目标温度，自带清洁功能，具有记忆 功能。	台	1
1 1 7	大堂 吧	彩色 打印 机			无线家用小型复印一体机，含 A4 纸 110 张，6 寸相纸 40 张，加墨工具一套，是 否支持双面打 印：手动支持 最大打印幅面：A4 网络连接方式：有线+无线 能效等级：1 级 复印，打印，扫描 家庭办公，小型商用，照片打印 支持无线打印：规格 435*316*145mm	台	2
合计							

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：康养实训中心

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施 工费	规费
1	康养实训中心（装修部分）				
2	康养实训中心（安装部分）				

2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金		—
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共

工程名称：康养实训中心（装修部分）

标段：康养实训中心

9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		装修部分						
		背景墙制作						
1	011207001001	木饰面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 60mm 主龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm 细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色： WD01 木饰面 4. 双向木龙骨 防火涂料二遍 5. 木基层板 防火涂料二遍 6. 木材面 满刮腻子、底漆二遍、 聚酯清漆二遍	m2	37.07			
2	011210006002	WD01 木饰面格栅条	1. WD01 木饰面格栅条 2. 木格栅条底面 防火涂料二遍 3. 木材面 满刮腻子、底漆二遍、 聚酯清漆二遍	m2	5.47			
3	011204001001	石材墙面	1. 安装方式：建筑胶粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色： ST01 爵士白石材	m2	21.76			
4	011204001002	石材墙面	1. 安装方式：建筑胶粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色： ST02 黑白根石材	m2	4.55			

		铝合金轨道安装						
5	011502001001	铝合金轨道安装	1. 铝合金轨道安装	m	19.3			
		舞台拆除						
6	011603001001	舞台拆除	1. 舞台拆除	m2	17.95			
		天棚乳胶漆						
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚喷刷涂料 2. 腻子种类:水性专用腻子 3. 刮腻子要求:满刮	m2	1164.35			
本页小计								

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共

工程名称: 康养实训中心(装修部分)

标段: 康养实训中心

9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			4. 涂料品种、喷刷遍数:一底两面					
		墙面乳胶漆						
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面喷刷涂料 2. 腻子种类:水性专用腻子 3. 刮腻子要求:满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数:一底两面	m2	1299.94			
		墙面						

		屏风柜拆除						
9	011606002001	墙面屏风柜拆除	1. 墙面屏风柜拆除	m2	9.69			
		助浴间地面涂膜防水						
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 墙面 JS 防水涂膜防水, 高度 1.2 米 2. 涂膜厚度、遍数: 厚度 2mm, 3 遍	m2	29.1			
		拆除隔墙						
11	011601001001	墙体拆除	1. 墙体拆除(砖墙)	m3	7.1			
		生态夹板子母门安装						
12	010801001001	木质门	1. 成品套装木门安装 子母门 (1400*2100)	樘				
		门套制作						
13	010801005001	木门框	1. 门套制作	m				
		窗帘安装						
14	010810001001	窗帘		m2	276.95			
		窗帘盒						
15	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒(不带轨) 制作安装 木龙骨 18mm 细木工板	m	76.93			

16	011407006001	木材构件 喷刷 防火 涂料	1. 喷刷涂料部位:窗帘盒喷刷涂料 2. 腻子种类:水性专用腻子 3. 刮腻子要求:满刮 4. 涂料品种、喷刷遍数:一底两面	m2	30.77			
本页小计								

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共

工程名称: 康养实训中心(装修部分)

标段: 康养实训中心

9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		地面保护费用						
17	011707007001	地面保护费用	1. 改造过程中的地面成品保护费用		1164.35			
		垂直运输						
18	011703001001	垂直运输	1. 机械垂直运输 多层建筑物建筑物檐高 20m 以内	m2	1164.35			
		定制家具及隔断部分						

19	011210006003	折叠门隔断	<p>1. 安装位置：老人康复训练室、实训室、多功能室 (5200mm+1850)*35mm*3200mm、母婴训练操作室(折叠门隔断) 5200mm*35mm*3200mm</p> <p>2. 框架：采用白蜡木原木制作，木材无节子、无裂纹、无缺棱，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率≤12%，经防腐、防虫处理</p> <p>3. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，厚度≥0.6mm，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准</p> <p>4. 油漆：采用符合国标环保油漆（嘉宝莉，大宝净味油漆），需经过 5 层底油及 3 层面漆，达到国标 E1 级环保标准，均需进行净味处理，抗菌等级≥5 年，漆膜硬度达到 2H-3H 之间。</p> <p>5. 粘合剂材：采用环保认证胶水。</p> <p>6. 五金：按彩图样做 304 不锈钢拉手，电镀色按</p>	m ²	61.76			
本页小计								

(招-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 4 页 共

工程名称：康养实训中心（装修部分）

标段：康养实训中心

9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			色板					

20	011501008001	隔断柜	<p>1. 安装位置、规格尺寸：老人康复训练室隔断柜： (3050mm+3050mm) *520mm*2400mm；实训室隔断柜： (3050mm+3050mm) *520mm*2400mm；教具室隔断柜： 2350mm*520mm*2400mm；多功能室隔断柜： 6650mm*520mm*2400mm；母婴训练操作室隔断柜： 6650mm*520mm*2400mm；母婴示教操作室隔断柜： 6650mm*520mm*2400mm</p> <p>2. 框架：采用白蜡木原木制作，木材无节子、无裂纹、无缺棱，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率≤12%，经防腐、防虫处理</p> <p>3. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，厚度≥0.6mm，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准</p> <p>4. 油漆：采用符合国标环保油漆（嘉宝莉，大宝净味油漆），需经过 5 层底油及 3 层面漆，达到国标 E1 级环保标准，均需进行净味处理，抗菌等级≥5 年，漆膜硬度达到 2H-3H 之间。</p>	个	6	
本页小计						

(招-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 5 页 共

工程名称：康养实训中心（装修部分）

标段：康养实训中心

9 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	010801001002	木质门	<p>1. 公区门，门外开（隔断柜中间门）</p> <p>2. 门规格尺寸：两扇 1500mm*2400mm</p>	m ²	7.2			

			3. 面材：采用多层板.					
22	010801001003	木质门	1. 公区门，门外开（子母门） 2. 门规格尺寸：单扇 950mm*2400mm 3. 面材：采用多层板.	m2	9.12			
23	011501009001	操作柜、橱柜（地柜）	1. 安装位置：助浴间操作柜地柜 2170mm*550mm*800mm、自理室套间橱柜 1980mm*550mm*800mm、 母婴套间操作柜 2330*550mm*800mm、母婴一室一厅操作柜 2600mm*550mm*800mm 2. 地柜材质：框架：采用白蜡木原木制作，木材无节子、无裂纹、无缺棱，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率≤12%，经防腐、防虫处理； 3. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，厚度≥0.6mm，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准 4 油漆：采用符合国标环保油漆（嘉宝莉，大宝净味油漆），需经过 5 层底油及 3 层面漆，达到国标 E1 级环保标准，均需进行净味处理，抗菌等级≥5 年，漆膜硬度达到 2H-3H 之间。 5. 粘合剂材：采用环保	m	9.08			
本页小计								

(招-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 6 页 共

工程名称：康养实训中心（装修部分）

标段：康养实训中心

9 页

序	项目编码	项目	项目特征描述	计	工程量	金额（元）
---	------	----	--------	---	-----	-------

号		名称		量 单 位		综 合 单 价	合 价	其 中： 暂估 价
			认证胶水。 6. 五金:按彩图样做 304 不锈钢 拉手 , 电镀色按色板					
24	011501010001	操作 柜、橱 柜(吊 柜)	1. 安装位置:助浴间操作柜吊柜 2170mm*350mm*920mm、自理室套 间橱柜 1980mm*350mm*920mm、 母婴套间操作柜 2330*350mm*920mm、母婴一室一 厅操作柜 2600mm*350mm*920mm 2. 吊柜材质: 框架:采用白蜡木 原木制作, 木材无节子、无裂纹、 无缺棱, 总体强度性能好, 颜色、 材质及纹理与饰面材料协调; 含 水率≤12%, 经防腐、防虫处理; 3. 面材: 采用符合国标 A 级天然 木皮作为木皮饰面, 厚度≥ 0.6mm, 采用多层实木板, 符合国 家 E1 级环保标准 4 油漆: 采用符合国标环保油漆 (嘉宝莉, 大宝净味油漆), 需经 过 5 层底油及 3 层面漆, 达到国 标 E1 级环保标准, 均需进行净 味处理, 抗菌等级≥5 年, 漆膜 硬度达到 2H-3H 之间。 5. 粘合剂材: 采用环保认证胶 水。 6. 五金: 按彩图样做 304 不锈钢 拉手 , 电镀色按色板	m	9.03			
25	011501004001	储物 柜	1. 安装位置: 助浴间 1960mm*500mm*2400mm	m	1.96			
本页小计								

(招-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 7 页 共

工程名称: 康养实训中心(装修部分)

标段: 康养实训中心

9 页

序	项目编码	项目	项目特征描述	计	工程量	金额(元)
---	------	----	--------	---	-----	-------

号		名称		量 单 位		综 合 单 价	合 价	其 中： 暂估 价
			<p>2. 储物柜基层材质：框架：采用白蜡木原木制作，木材无节子、无裂纹、无缺棱，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率≤12%%，经防腐、防虫处理</p> <p>3. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，厚度≥0.6mm，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准</p> <p>油漆：采用符合国标环保油漆（嘉宝莉，大宝净味油漆），需经过 5 层底油及 3 层面漆，达到国标 E1 级环保标准，均需进行净味处理，抗菌等级≥5 年，漆膜硬度达到 2H-3H 之间。</p> <p>4. 粘合剂材：采用环保认证胶水，五金：按彩图样做 304 不锈钢拉手，电镀色按色板</p>					
26	011501011001	视桌子一体柜	<p>1. 安装位置：母婴套间 2870mm*550mm*750mm</p> <p>2. 柜子基层材质：框架：采用白蜡木原木制作，木材无节子、无裂纹、无缺棱，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率≤12%%，经防腐、防虫处理</p>	m		2.87		
本页小计								

(招-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 8 页 共

工程名称：康养实训中心（装修部分）

标段：康养实训中心

9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			<p>3. 面材：采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$，采用多层实木板，符合国家 E1 级环保标准</p> <p>油漆：采用符合国标环保油漆（嘉宝莉，大宝净味油漆），需经过 5 层底油及 3 层面漆，达到国标 E1 级环保标准，均需进行净味处理，抗菌等级 ≥ 5 年，漆膜硬度达到 2H-3H 之间。</p> <p>4. 粘合剂材：采用环保认证胶水，五金：按彩图样做 304 不锈钢拉手，电镀色按色板</p>					

27	011501003001	衣柜	<p>1. 安装位置:母婴一室一厅衣柜 2560mm*550mm*2400mm</p> <p>2. 框架:采用白蜡木原木制作,木材无节子、无裂纹、无缺棱,总体强度性能好,颜色、材质及纹理与饰面材料协调;含水率≤12%,经防腐、防虫处理</p> <p>3. 面材:采用符合国标 A 级天然木皮作为木皮饰面,厚度≥0.6mm,采用多层实木板,符合国家 E1 级环保标准</p> <p>4. 油漆:采用符合国标环保油漆(嘉宝莉,大宝净味油漆),需经过 5 层底油及 3 层面漆,达到国标 E1 级环保标准,均需进行净味处理,抗菌等级≥5 年,漆膜硬度达到 2H-3H 之间。</p>	m	2.56			
本页小计								

(招-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 9 页 共

工程名称: 康养实训中心(装修部分)

标段: 康养实训中心

9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			<p>5. 粘合剂材:采用环保认证胶水。</p> <p>6. 五金:按彩图样做 304 不锈钢拉手,电镀色按色板</p>					
28	011503005001	金属靠墙扶手	1. 尼龙内衬铝合金扶手	m	67.99			

29	011501001001	护士站柜台	<p>1. 接待区护士站柜台 2750mm*750mm*1100mm</p> <p>2. 面材:采用优质科技白橡直纹木皮</p> <p>3. 基材:采用多层实木板+人造大理石。</p> <p>4. 油漆:采用净味漆。</p> <p>5. 工艺:所有家具确保无尖角,四角需倒安全圆弧,倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。</p> <p>6 家具整体结构牢固、平衡,专业化适老设计。</p>	m	2.75			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

(招-表 6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康养实训中心（装修部分）

标段：康养实训中心

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际

								费率;
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计	0.14				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(招-表6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称:康养实训中心(装修部分)

标段:康养实训中心

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
----	------	------	------	-------	-------	---------	----------	----

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

单位工程人材机价差表

工程名称：康养实训中心（装
修部分）

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	311.69991				
2	人工费	元	2106.75301				
3	水	m3	2.80822				
4	中砂	m3	0.40597				
5	32.5(R)水泥	t	0.13623				
6	成品装饰门扇	m2	16.32				
7	细木工板 δ 9	m2	38.9235				
8	胶合板 δ 18	m2	36.18787				
9	铝合金窗帘轨 双轨 成套	m	76.93				
10	白水泥	kg	4.0649				
11	WD01 木饰面格栅条	m3	0.13423				
12	ST01 爵士白石材 综合	m2	22.1952				
13	ST02 黑白根石材 综合	m2	4.641				
14	WD01 木饰面板	m2	14.4942				
15	内墙涂料	kg	939.14092				
16	细石混凝土 C20	m3	0.04365				
17	装饰布帘	m2	692.375				
18	JS 防水涂料(II型)	kg	128.47766				

19	人工	工日	0.07856				
20	电	kW·h	18.50364				
	合计						

表-15

(招-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：康养实训中心（安
装部分）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给排水、电气工程		
1.2	综合布线		
1.3	监控		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—

3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金		—
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

(招-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康养实训中心（安装部分）

标段：康养实训中心

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给排水、电气工程						
1	031001006001	PPR 管给水安装	1. PP-R 冷水管 DN20; 2. 管道安装、管道消毒、冲洗。 3. 刚性防水套管制作、安装	m	79.63			
2	031001006006	PPR 管给水安装	1. PP-R 热水管 DN20; 2. 管道安装、管道消毒、冲洗。 3. 刚性防水套管制作、安装	m	74.59			

3	031001006002	排水管道 安装	1. U-PVC 排水管 DN75; 2. 管道安装; 3. 刚性防水套 管制作、安装。	m	28.75			
4	030411001003	配管	1. 名称: 电线保 护管 2. 材质: JDG25 3. 配置形式: 沿 墙明配	m	762.43			
5	030411004001	配线	1. 管内穿线 动 力线路(铜芯) 导线截面绝缘 导线 4mm ²	m	2341.29			
6	030404017001	成套配电 箱	1. 配电箱 AL1 2. 悬挂嵌入式 配电箱安装 3. 端子板接线 4. 焊、压接线端 子 5. 盘柜配线	台	1			
7	030404017002	成套配电 箱	1. 配电箱 AL2 2. 悬挂嵌入式 配电箱安装 3. 端子板接线 4. 焊、压接线端 子 5. 盘柜配线	台	1			
8	030404035001	插座	1. 单相明插座 安装 单相(A以 下) 16	个	91			
9	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单 控开关 2. 规格: 250V 10A	个	9			
10	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单 控开关 2. 规格: 250V 10A	个	8			
本页小计								

(招-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	030404034003	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V 10A	个	7			
12	030412004001	装饰灯	1. 名称：吊灯 2. 安装形式：天花板预埋吊钩	套	4			
13	030412004002	装饰灯	1. 名称：方形吊灯 2. 安装形式：天花板预埋吊钩	套	16			
14	030412001001	普通灯具	1. 名称：矩形吸顶灯 2. 类型：吸顶安装	套	20			
15	030412004004	装饰灯	1. 名称：LED筒灯 2. 安装形式：嵌入吊顶安装	套	131			
16	030404034004	照明开关	1. 名称：单控开关拆除 2. 规格：250V 10A	个	24			
17	030412001002	普通灯具	1. 名称：矩形吸顶灯拆除 2. 类型：吸顶安装	套	20			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称：吊灯拆除	套	20			
19	030412004005	装饰灯	1. 名称：LED筒灯拆除 2. 安装形式：吊顶嵌入式	套	131			
		综合布线						
20	030411001004	配管	1. 名称：电线保护管 2. 材质：JDG15 3. 配置形式：沿	m	422.21			

			墙明配					
21	030502005001	超五类四对非屏蔽双绞线	1. 每个房间单独布置网线	m	434.21			
22	030502012001	电脑网络插座	1. 安装光纤信息插座 单口	个	12			
		监控						
23	030411001005	配管	1. 名称: 电线保护管 2. 材质: JDG15 3. 配置形式: 沿墙明配	m	260.34			
24	030502005002	监控网线	1. 监控网线	m	268.34			
25	030507008001	网络摄像机	1、400万像素全彩 支持 POE H.265 夜视 30米 (4MM-6MM)	台	8			
26	琼 030507021001	摄像机支架	1. 支架 壁式摄像机支架	个	8			
本页小计								

(招-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 康养实训中心 (安装部分)

标段: 康养实训中心

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030501012001	交换机	1. 8 口 POE 交换机安装	台	1			
28	030507018001	安全防范全系统调试	1. 安全防范系统联合调试 200 点以内	系统	1			
		措施项目						
29	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			

本页小计								
合 计								

(招-表6)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康养实训中心（安装部分）

标段：康养实训中心

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				

3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费	3.06				

			工费+单价 措施机上人 工费-机上 人				
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康养实训中心（安装部分）

标段：康养实训中心

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算

